

原装进口日本铃谦心电图机1211导联线

产品名称	原装进口日本铃谦心电图机1211导联线
公司名称	荟翊医疗科技（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产地:日本 品牌:铃谦/KENZ 型号:Cardico 1211
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢3122室
联系电话	021-68906960 13611894591

产品详情

供应铃谦Kenz Cardico 1211心电图机配件：导联线(PC-109型)、四肢电极(CR-2020型)、胸部电极(CE-06型)、电源线(KP727KS-31A)：

Kenz Cardico 1211是日本铃谦株式会社设计开发的十二导联同步自动分析心电图机。它可以对心律不齐现象作出多达130条解释的精密数字式心电图机，内置式高分辨率打印机可打印多样式图形，让心电图的品质变得更加。也可以外接任何附有(中文心电图数据检视软件CVS-02)的个人电脑将心电图打印到无底纹的普通A4纸上，或者只存储不打印心电图数据，5.7英寸TFT高清晰的彩色液晶触摸显示屏可以显示三道、六道、十二道心电波形以及心率、导联情况、患者的姓名、身高、体重等信息。的图形冻结功能更专注心电图异常的捕捉功能。

原装进口十二道日本铃谦心电图机1211产品特色：

显示：5.7英寸TPT高清晰的彩色液晶触摸显示屏，提供了彩色心律失常报警和多种显示功能，并加入了彩色电极脱落警示功能。

设置：触摸屏式设计，可以轻松的设置心电图、输入医院、患者等信息，使用操作更简单、快捷。

记录存档：内置存储器可以存储多达1000条记录，另外可选配存储卡，以增加存储数量。也可通过数据通信到装有铃谦CVS-02的外部电脑上，进行分析。

网络心电图：1211配备了LAN接口，可以实现网络化，进行远程医疗会诊等。同时也可选购无线模块进行无线网络连接。

的心电图形冻结功能：异常心电图形的捕捉功能，更好的提高临床诊断的及时性与准确性。

运动负荷后心电比较分析：所存储的同一病人静态心电图可与自己存储的运动负荷后动态心电图作一比较分析。

原装进口十二道日本铃木心电图机1211

技术规格

输入阻抗：大于10M

导联：标准12导联和cabrera(卡布雷拉)导联

共模抑制比：大于90dB

共模抑制能力：大于100dB

耐极化电压：±500mV

频响：0.05 ~ 150Hz (-3dB ~ +0.5 dB)以内

时间常数：3.2秒

受检者漏电流：小于10 μA

滤波器：交流电：大于-30dB (50/60Hz)基线漂移：-3dB(0.5Hz)

肌电滤波：35Hz、25H 两档

A/D转换：13位

采样率：1ms 人工起搏器探测灵敏度补充功能100 μs

除颤保护：5000V,400J

显示屏：5.7英寸背光彩色TFT触摸液晶显示屏(320*240) 有图形冻结功能

心电图显示：4道(5秒)、6道(5秒)、12道(3秒)

记录方式：热感式打印机(8点/mm)

灵敏度：2.5、5、10或20mm/mV

记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s

记录纸：热感纸：210mm宽折叠纸

安全性：I级 CF类型

供电电源：AC:110V-240V 50/60 Hz 150VA

电池：镍氢电池 DC 12V 3700 mAh

尺寸：W330*D320*113(mm)

重量：6.2 kg (含充电电池)

