

医用病床专业厂家A廊坊医用病床专业厂家生产规格

产品名称	医用病床专业厂家A廊坊医用病床专业厂家生产规格
公司名称	衡水子彤商贸有限公司
价格	315.00/套
规格参数	品牌:力美 型号:LM-013 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区106国道西湖滨大街北侧
联系电话	15369908272

产品详情

医用病床专业厂家A廊坊医用病床专业厂家A医用病床专业厂家生产规格

国内医用病床专业厂家护理床的生产企业很多，大多集中在北京，河北，广东，江苏等地。根据动力分类：电动护理床：价格较高，适合病人自己控制不需他人帮助。手动护理床：价格适中，需要有人简单护理陪护，床体可翻折数 两折:可以实现长坐位功能,三折:可以实现端坐功能可以当轮椅使用方便病人自我移动,四折:可以实现坐椅子一样的舒适体位,带侧翻:可以实现侧翻功能避免褥疮的生成,根据材质的不同可分为:全不锈钢、碳钢、ABS的、木质的、喷塑、特殊功能
家居床（设计成家居环境）多功能床（带洗头洗脚功能）
翻折后可当轮椅使用的医用病床专业厂家手摇式自动输送便器 尿湿报警器,电动遥控装置线控装置.

医用病床专业厂家护理床安装步骤1、脚轮，有两个带制动闸，把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内；再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。2、背位床面的安装：将背位床面与床架用背框销轴连接好，再把销轴用开口销锁好。3、医用病床专业厂家护理床床头的安装：分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入，拧紧两侧的紧固螺丝。4、背位气弹簧的安装：向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。5、侧位气弹簧的安装：侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。6、足位床面的安装：首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。7、足位护栏的安装：把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。8、安全带的安装：取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。

医用病床专业厂家护理床注意事项1、当需要左右侧翻功能时，床面必须为水平位置，同样，背位床面升降时，侧位床面必须降置水平位置。2、采取坐姿解便，轮椅功能或洗脚时，都需升起背位床面，请注意在此之前先将大腿位床面升至适当高度，以防病人下滑。3、不要在崎岖不平的路面上行进，也不要是在有斜坡的路上停放。4、每年对丝杠螺母，销轴部位加少许润滑油。5、请经常检查各活动销轴，螺丝，护栏对丝，防止松动脱落。6、严禁推拉气弹簧。7、丝杠等传动部件，请不要用力操作，出现故障请检修后使用。8、足位床面升降时，请先向上轻提足位床面，再提起控制把手，防止折断把手。9、严禁在床的两头坐人。10、请使用安全带，禁止儿童操作。一般来说护理床的保修期为一年（气弹簧、脚轮保修半年）。

我们的地址：衡水市冀州区106国道西湖滨大街北侧联系手机：15369908272 期待您的咨询

我公司主要经营按摩床，医用病床，门诊床，陪护椅，紫外线消毒灯