

# 南京培胤PYSM系列分子型超纯水机

产品名称	南京培胤PYSM系列分子型超纯水机
公司名称	南京培胤仪器有限公司
价格	27800.00/台
规格参数	品牌:培胤 型号:PYSM-10/20F 产地:江苏省南京市
公司地址	南京市江宁区高新园天元东路58号致远大厦6楼639室
联系电话	025-52764011 17849958875

## 产品详情

南京培胤PYSM系列分子型超纯水机

[PYSM-10/20/30/40F系列分子型超纯水机](#)

型号：[PYSM-10/20/30/40F分子型超纯水机](#)

适用范围：动物细胞和植物细胞培养、组织培养、电泳/凝胶分析、分子生物学及生命科学研究等

产水水质：

[纯水](#)：电导率 < 1us/cm@25 ，符合中国国家实验室用水规格GB6682-2008 级水标准；

[超纯水](#)：电阻率 18.25 M cm@25 ，优于中国国家实验室用水规格GB6682-2008的 级水标准,以及美国ASTM，NCCLS，CAP试剂级[纯水](#)标准。吸光度(254nm,1cm光程): 0.001；可溶性硅[以(SiO<sub>2</sub>)计]:<0.1ppb。

综合指标：总有机碳 < 5ppb；微生物 < 1cfu/ml 热源： < 0.001EU/ml

[终端过滤器](#): 根据用户需求选配 ( 0.01um、0.05um、0.1um、0.2um )

功能特点

操作模式：全自动微电脑智能控制、独特的大屏智能真彩色LED液晶触摸屏操作、动画显示模式、人性化多级菜单式操作显示系统、电源开启程序启动自动进入冲洗待机界面、定时待机定时自动关机，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式，外连设备记录输出系统运行历史数据。

系统监控：进水电导率(s/cm)值、[纯水](#)电导率 (  $\mu$  s/cm)值、UP[超纯水](#)

电阻率 ( M  $\Omega$  cm ) 值、耗材寿命及更换提醒、取水时间 ( 0-999分钟 )、温度 ( )

安全保障：故障自动检测系统，完善的[RO纯水](#)和[超纯水](#)

造水、系统取水、系统循环和消毒管理功能。独特的定时定质取水功能，特有的工厂和客户双重密码保护模式、完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。完善的历史告警、历史取水记录以及耗材寿命管理功能。

扩展功能：产水水质、水量均可升级、液位自控、TOC在线检测仪、活动取水手臂实现远程取水等。

工作条件：源水城市自来水(TDS  $\leq$  300时增配强化预处理单元)

外置[软化过滤器](#)/[多介质过滤器](#)

(高硬度/高浊度源水地区建议选配)进水温度：5-40  $^{\circ}$ C；进水压力：1~5kg/cm<sup>2</sup>

工作电源：220V/50HZ，电功率：30-80W

产水量：10/20/30/40 L/H 取水流速1.5-2.0L/min

外形尺寸：长×宽×高 ( 400×440×570 ) mm