

中药熏蒸床生产基地

产品名称	中药熏蒸床生产基地
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	华乐牌:220v
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

QLY-E4-2型颈腰椎牵引[熏蒸床](#)（中药汽疗床）

QLY-E4-2型颈腰椎牵引熏蒸床（[中药熏蒸床](#)

）具有颈腰椎全自动牵引和局部、全身熏蒸最新研制的牵引熏蒸床，是总结客户多年的临床使用牵引熏蒸床经验而研发的结晶，使用了多项新的温控技术，可保证远端熏蒸温控精确的前提下并拥有大出汽量，解决颈部、肩部、腰部、踝关节、膝关节熏蒸温度达不到的问题，操作简便，疗效显著，质量可靠。

QLY-E4-2型中药牵引熏蒸床特点:

01、采用微电脑控制，全自动高度集成化，机电分离设计；牵引、熏蒸为双电子系统独立控制

02、采用力量传感器自动精确控制颈、腰椎牵引力

03、采用独特颈、腰椎锁止装置，方便颈、腰椎患者牵引治疗

04、牵引力具备自动监控补偿、医患紧急复位功能；所有驱动为台湾进口“LINCOLN”直线推杆电机，噪音低、稳定性高、使用寿命长

05、采用航空捆绑，舒适、美观

06、具备病历输入、维护、保存功能

07、中药二温区、双加热器独立熏蒸系统，保证大出气量；可做颈、肩、腰、膝、踝不同部位单独熏蒸和全身熏蒸

08、腰椎牵引或颈椎牵引治疗时和局部熏蒸、全身熏蒸可以同时治疗使用；牵引、熏蒸也可单独使用

09、牵引力、牵引时间、牵引保持时间、牵引间歇时间、熏蒸温度、熏蒸时间实时同步显示，[牵引床](#)治疗时间自动倒计时

10、具备阶梯式、间歇式、持续式、模糊式等8种牵引模式供临床选择，种类更加多样，选择更加随意，更加合理，实用性更强

11、可俯卧位或仰卧位牵引；颈椎可仰卧位牵引，牵引前倾角度可根据患者病情进行调节，全新研制的熏蒸床垫，不吸水、细菌不繁殖、具有抑菌功能，熏蒸部位任意选择；

12、熏蒸舱区全部为不锈钢材料，熏蒸模式更加丰富合理，疗效更加显著

13、牵引熏蒸区加长设计，解决以往熏蒸时牵引距离不够的问题

14、运行功率500W ~ 4200W可任意选择使用

15、备有独立工作站

16、具备冷凝水回收系统，

17、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测

18、赠送200个中药配方供临床应用

QLY-E4-2型牵引熏蒸床适用范围:

各型颈腰椎间盘突出症、小关节紊乱、腰肌劳损、压缩性骨折、强直性脊柱炎、腰椎滑脱、腰椎侧弯、肩周炎、风湿性关节炎、风湿痛、脊柱炎、骨关节疼痛、各型皮肤病。

技术参数：

腰椎牵引距离	0 ~ 200mm(可调)
颈椎牵引距离	0 ~ 200mm(可调)
牵引速度	< 15mm/秒
药液容量	> 15000ml
治疗总时间	0 ~ 99min(可调)
持续牵引时间	0 ~ 9min(可调)
间歇牵引时间	0 ~ 9min(可调)
腰椎牵引力	0 ~ 999N(可调)
颈椎牵引力	0 ~ 999N(可调)
熏蒸温度	(室温) 0 ~ 99 (可调)
煎药温度	37 ~ 99
温度检测误差：	1
熏蒸总时间	0 ~ 99min(可调)

功率	< 4200W (可调)
工作制式	连续工作
加热器数量	2套
控制方式	双电子线路控制系统
外形尺寸	2380 × 730 × 1280mm
重量	145kg
舱体材料	不锈钢
熏蒸区域	二区
款式	水平床式局部或全身密封熏蒸
熏蒸模式	躺式露头式全身或任意局部熏蒸

制造商：济南华乐医疗器械有限公司