

图木舒克化学实验室设备 乌鲁木齐君诚精科

产品名称	图木舒克化学实验室设备 乌鲁木齐君诚精科
公司名称	乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）北站二 路东一巷266号管理区域1区6栋317
联系电话	18199139899

产品详情

实验室操作台框架大多会使用C型方形钢，能够可靠、焊接，通过酸洗磷化、电泳以后，它的表面会通过环氧树脂高压静电粉末来喷涂，会做高温的固化处理。有着良好的防腐性能，紧密又强固，有很强的承重力。铰链的使用，一般都是使用专业、强度高的尼龙铰链，耐酸碱、抗腐蚀、强承重力、耐磨损、不生锈等一些特点。在主架上，选择品质优良的方钢，表面还通过了酸洗磷化，均匀灰白的环氧喷涂，做化学防锈的处理，耐酸碱腐蚀，有良好的承重性，有较长的使用时间。抽屉的面板材质与门板一样，底板大多会使用比较好的板材。管线槽方面，单行体，钢制结构，还能够自行来拆卸、检修线路，化学实验室设备，外形很美观，使用也很方便。因不同的材质，在价格上也是有区别的，使用品质优良的材料，价格上也存在差别。

基于人体工程学的实验台设计，要以人为本，综合考虑人体工程学、空内设计、操作界面设计等理论对实验台进行设计改造，为实验操作人员提供舒适的操作环境、优良的视觉效果以及宜人的操作平台，在确保实验要求的基石上，设计出既能满足实验性能又能满足人机需求的实验台。合理的实验台操作面板设计要注意人体界面的交互设计，以操作准确性和操作速度为原则，做实验者在操作面板上进行精细的信息化控制式操作，要求相关控制按钮及操控部件合理安放，不论是控制装置的大小还是位置等都应使人在观察和位实验时处于准确舒服的状态，操作面板的设计定位应根据设备的操作要求和外观造型来决定。

实验室废液处理装置的技术指标：

- (1) 仪表及自控装置中仪表、电气、PLC控制器采用品牌；
- (2) 设备易用、易维护、故障少、操作简单、出现故障通过培训的电工可以处理；

- (3) 自动控制程序为全自动运行，无人值守，在设定时间段内有废水开机、无废水停机；
- (4) 设备内有足够大的多级反应箱可保证有充足停留时间用于水处理过程反应及沉淀；
- (5) 设备内流道采用续流方式，各反应器之间无泵、阀等，可保证设备正常无故障运行；
- (6) 开放式一体化的结构设计，便于巡检、维修及更换滤料、添加水处理药剂等；
- (7) 实验室废液处理装置全部采用304不锈钢、过流部件为U-PVC；耐酸碱腐蚀、耐潮湿环境；
- (8) 设备采用符合国家标准的广泛使用、成熟的、可靠的水处理技术
- (9) 处理工艺使用规范商品名称的水处理药剂，确保可靠运行、降低运行费用；

图木舒克化学实验室设备-乌鲁木齐君诚精科(图)由乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司提供。乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司(www.xjjck.com)是从事“实验室设备，实验室家具，实验室试剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。