

水泥元素成分快速分析仪 YFK30多元素快速分析仪

产品名称	水泥元素成分快速分析仪 YFK30多元素快速分析仪
公司名称	湘潭科仪仪器有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:湘潭科仪 型号:YFK30 产地:湘潭
公司地址	高新区德国工业园格林路6号
联系电话	0731-55579751 13975289902

产品详情

1.仪器简介

YFK30水泥多元素快速分析仪是在DHF系列多元素快速分析仪基础上研制的硅酸盐成分快速分析仪，分析仪具有六个高速测量通道，通道自动吸排液，可实现六个元素的快速同步测量，大大缩短测量时间。新开发的多功能分析软件，自动调零、线性纠偏，仪器的稳定性高。仪器操作简便，初学者就能快速、准确、高效的定量分析二十多个元素的含量，测量精度高，可靠性好。

YFK30水泥多元素快速分析仪采用了六路自动进样系统、排液系统，仪器数据的稳定性、重复性得到改进，分析结果达到预期。仪器针对水泥行业的化学成分定量分析进行优化设计，结合多年丰富的研发与现场调试经验，根据广大用户对仪器的使用环境与操作习惯，设计了新的数据处理系统，适用于硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、水泥生料、熟料、石灰石、粘土、粉煤灰、铝矾土、铁矿、煤矸石、火山灰、矿渣、炉渣等的化学成分快速定量分析。

2.主要技术参数

2.1测量元素（其氧化物、非氧化物、单质成分）

元素符号

Si

Al

Fe

Ti

K

Na

Ca

Mg

B

Zr

名称

硅

铝

铁

钛

钾

钠

钙

镁

硼

锆

Pb

Zn

Mn

Cr

Ba

Ni

Co

P

Li

Sn

铅

锌

锰

铬

钡

镍

钴

磷

锂

锡

Cu

Mo

W

V

铜

钼

钨

钒

2.2测量范围及精度：对元素的检测上限可达99%以上，下限经扩展可达到0.001%。高硅质材料分析允许误差参照GB/T4734，高铝质材料分析允许误差参照GB/T6900。

2.3分析速度：自称样开始2~2.5小时完成常规8元素全分析，其它元素的分析3~6小时完成。

2.4进样通道：6个，可同时测量6个元素。

2.5连续测量样品数：10个。

2.6新进样系统、排液系统。

2.7软件自动调零、线性纠偏。

3.仪器成套性

3.1 YFK30水泥多元素快速分析仪 1台

3.2数据处理系统（含计算机、打印机、分析软件） 1套

3.3数显火焰光度计 1套

3.4银坩埚 4套

3.5超声波清洗器 1台

3.6标准贮备液 1套

4.安装环境

4.1电源 220V/50Hz

4.2整机功率 1kW

4.3安装面积 3500 × 850mm

4.4整机重量 100kg

4.5环境温度 10-30

4.6相对湿度 85%

5.服务承诺

我对仪器实行免费保修一年，终身维修服务。免费用户提供实验室设计、技术咨询、安装调试、人员培训服务。