

衡水反应釜 酯化反应釜 环宇化工

产品名称	衡水反应釜 酯化反应釜 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

5L反应釜

5L实验室反应釜

名称	釜内
有效容积 (L)	5
全容积 (L)	6
设计压力 (Mpa)	2.0
工作压力 (Mpa)	1.5
设计温度 ()	500
工作温度 ()	450
与物料接触材质	S30408
搅拌方式	桨式搅拌器
搅拌转速	0-300
控温精度	± 1
电机功率 (KW)	0.08

密封方式 磁力密封

实验室反应釜混合机是一种最早的，衡水反应釜，也是最广泛的化工机械实验室反应釜产品。它性能稳定，操作简便，是很多工厂的选择。适用于固(粉)—固(粉)的混合及固(粉)—液的混合。适用于常压操作环境。

需要监检的压力容器适用范围

需要监检的压力容器适用范围

适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的压力容器：

- 1.工作压力大于或者等于0.1MPa；
- 2.容积大于或者等于0.03 m³并且内直径(非圆形截面指截面内边界几何尺寸)大于或者等于150mm；
- 3.盛装介质为气体、液化气体以及介质工作温度高于或者等于其标准沸点的液体

工作压力，是指在正常工作情况下，压力容器顶部可能达到的压力(表压力)。

容积，是指压力容器的几何容积，即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般需要扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。容器内介质为工作温度低于其标准沸点的液体时，如果气相空间的容积大于或者等于0.03m³时，也属于本规程的适用范围。

反应釜也可以进行连续操作，这时，反应物料连续加入，反应产物连续取出。如果剧烈搅拌结果使物料完全混合，整个反应器内物料浓度和温度达到均匀，且反应器内物料浓度等于出口浓度，而这种反应器称为单级连续搅拌槽式反应器，化学反应釜，简称为C.S.T.R。它常用于进行低反应级数，同时又可能在低转化率下操作的化学反应。半间歇操作常用的另一种方式，是在反应过程中将某一组分连续取出，使该组分在反应区中维持较低浓度，从而抑制某些副反应的发生或提高主要产物的收率。例如，快开反应釜，丁醇和醋酸在硫酸催化剂作用下所进行的酯反应为一可逆反应，酯化反应釜，当酯化反应进行到一定程度后，反应速率减慢，但是，如果及时将酯化反应生成的水不断出去，反应即可不断向右进行，酯化产率不断增加。

衡水反应釜-酯化反应釜-环宇化工(诚信商家)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司(www.wh-huanyu.com)是一家从事“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“环宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使环宇化工在反应器中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.whlabreactor.com)还是从事实验室哈氏合金反应釜,科研用实验室反应釜,威海实验反应釜的厂家,欢迎来电咨询。