

# 中药汽疗仪和中药熏蒸舱使用区别？

产品名称	中药汽疗仪和中药熏蒸舱使用区别？
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	华乐牌:220v
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

## 产品详情

### QLY-E1型中药熏蒸舱(中药汽疗仪)参数

华乐中药熏蒸舱是用于溶液蒸煮产生蒸汽、提升溶液熏蒸的应用价值而研发的产品。熏蒸舱是用溶液煎煮产生的蒸汽来熏蒸人体以达到临床应用的一种医疗器械。为药物熏蒸的承载体。

QLY-E1型中药熏蒸舱(中药汽疗仪)是一种利用祖国中医传统医学外治理论的熏蒸疗法，对患者进行全身熏蒸透皮治疗的高科技、智能化产品。

中药熏洗疗法是把中药煎煮后产生物理药离子，借用其热渗透力及中药作用熏蒸患部的一种中医外治法。中药汽疗仪作用机制为：在皮肤或患部进行直接熏蒸的时候，由于离子热渗透力和药物作用，能刺激神经系统和心血管系统，疏通经络，调和气血，改善局部营养状况和全身功能，从而达到治愈疾病的目的。熏蒸不仅在风湿、骨伤、皮肤、肛肠和内、外、儿、妇等科疾病的治疗方面疗效显著，而且在养生康复、强壮身体、消除疲劳、克服亚健康、美肤美体等方面也行之有效。

治疗须知：

- 1、治疗应在医护人员指导下进行，如有头晕或其他不适，应停止治疗并酌情处理
- 2、吃饭前后半小时内不宜治疗，治疗时室温应不低于20℃，冬季治疗结束后出舱及走出户外应注意保暖
- 3、雾气温度以不烫为宜，治疗时间不超过半小时，老人、儿童和急症患者应由专人陪护
- 4、熏蒸过程中可服温度适宜的果汁水或温盐水，以防脱水。

产品特点:

01、中药熏蒸由皮肤给药，可避免药物对口腔粘膜、消化道及胃肠的刺激，减轻肝脏、肾脏负担，药物直达患处，疗效好、副作用少

- 02、采用多级安全保护、机电分离设计，使用安全可靠
- 03、舱体可前后倾角，病人进出方便，可自由选择体位，熏蒸过程舒适
- 04、舱内配件采用不锈钢、黄铜为原料，避免锈蚀、延长设备使用寿命
- 05、熏蒸舱背部、足底循环送气系统符合人体经络走向，温度均衡、时间控制精确，确保疗效
- 06、具有冷凝水回收功能，确保舱体内干爽
- 07、控制系统为液晶屏全中文显示
- 08、舱温设定值与治疗实际值同步监测
- 09、时间设定值与运行值同步显示
- 10、舱体材料及主要使用配件均采用进口材料，质量可靠、性能稳定
- 11、熏蒸治疗结束后，一键自动消毒，有效避免医源性交叉感染
- 12、熏蒸舱操作使用简单、易学易用，一般医护人员经短期培训学习，掌握常用药物和熏蒸方剂的治疗作用和应用范围，即可临床操作
- 13、舱体采用食品级玻璃钢中空恒温设计、多重保温措施，集成加热器、气量充足，升温快，可节能30%
- 14、具备一键消毒功能
- 15、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测
- 16、赠送200个中药配方及参考资料供临床应用

技术参数：

舱体倾角

0° ~ 45°（可调）

熏蒸温度

35 ~ 70（可调）

煎药温度

37 ~ 99（可调）

温度检测误差

1

熏蒸时间

1 ~ 99min ( 可调 )

最大载荷

140Kg

电源电压

AC220V/50Hz

额定功率

1800W

加热器容量

> 8000ml

重量

158Kg

外形尺寸

1600 × 880 × 1850mm

款式：

封闭坐卧可调试

薰蒸模式：

露头式全身薰蒸

制造商：济南华乐医疗器械有限公司