

SH0193C 全自动旋转氧弹仪（金属浴）

产品名称	SH0193C 全自动旋转氧弹仪（金属浴）
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	78000.00/件
规格参数	盛泰:山东盛泰仪器有限公司 SH0193:SH0193C 全自动旋 济南:山东省济南市
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

产品详情

SH0193C全自动旋转氧弹测定仪

是根据国家标准ASTMD2272-2009、SH/T0193《润滑油氧化安定性测定法》金属浴标准设计、制造的。适用于评定具有相同组成的（基础油和添加剂）新的和使用中汽轮机油的氧化安定性。也可用来评定含2、6-二叔丁基对甲酚的新矿物绝缘油，作为其氧化安定性的一种快速评定方法。试验结果用来检验含2、6-二叔丁基对甲酚或2、6-二叔丁基酚或含这两者的新矿物绝缘油，对每批油可作性能连续控制。

性能特点

- 1、用于新油、在用油、蒸汽涡轮机油、润滑油、绝缘油和汽车汽油发动机油等。
- 2、金属测量池减少试验时介质油散发出的的难闻的气味，杜绝因实验时间长可能出现的危险。
- 3、独立运作设计，使得测试过程具有快速周转的能力，可大幅提高工作效率。
- 4、设计体积小，金属浴槽免用液体介质。
- 5、通风简单，无需放置在通风橱中，废气和异味通过塑料管即可简单排出。
- 6、最多可同时或分别控制2组试验的操作
- 7、样品温度传感器组件：可在测试进行过程中测量样品的温度
- 8、仪器显示：7寸彩色触摸屏，界面美观大方，操作简单
- 9、自动化程度高：自动恒温，自动冲氧气，自动判断泄漏，自动记录试验数据并实时显示曲线，自动判断试验拐点，自动试验结束后切断加热。

10、微型打印机：面板式热敏。

技术参数:

1、电源：AC220V \pm 10%。

2、加热管功率：2500W。

3、压力传感器量程：0 ~ 1.6MPa，精度： \pm 2‰。

4、控温范围：控温范围：室温 ~ 200.0

5、控温点可设置：140.0、150.0。

6、控温精度： \pm 0.1。

7、旋转机构转速：100 \pm 5r/min。

8、氧弹与水平面夹角：30°。

9、仪器尺寸：600mm*400mm*400mm（长宽高）

10、重量：30kg