

纳米材料轻型防X射线防护服放射科介入室无袖连体防辐射铅衣

产品名称	纳米材料轻型防X射线防护服放射科介入室无袖连体防辐射铅衣
公司名称	北京凌创合力科技发展有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:PLT 型号:PB1210 铅当量:0.35/0.50
公司地址	通州区通胡大街78号
联系电话	010-57127102 13811979642

产品详情

铅衣通常是指用含铅（Pb）胶皮制作的防护服，一般用于对X射线及核工业射线环境的防护，适用人群为医生、需照射X射线的患者、实验室人员、工业放射环境的施工和监护人员等。一般铅防护服的防护铅当量为0.35mmpb—0.5mmpb，常见的0.35mmpb当量的铅防护服比较重，一件长袖防护服大约有4-6 kg。铅防护服的使用寿命一般为5-8年，存放时要注意不能折叠，否则容易造成折角部分破损而影响防护效果。

铅衣、铅帽、铅围脖等分为：国产和进口两种，国产防护产品采用国内新型防护铅皮，全新结构设计，采用多层材料制作，加上专ff业的人性化结构设计，让您穿戴倍感舒适；进口防护产品为现今国际上超轻、超薄、超柔软防护材料；与同类进口铅衣比较可减轻百分之二十五至三十的相对重量；防护性能佳，款式新颖、品种齐全，丰富的尺码，不管您胖瘦、高矮，总有一款适合您，就像为您量身定制；十几种款式、多种颜色可选。

连体式长袖防护铅衣具有更全面的防护效果，同时重量上也会较连体无袖铅衣有所加重，可根据具体的使用环境进行选择。

安全知识提示：近日，掀起安检仪门帘拿行李是一个热门的话题，经常有些人急于拿回行李而去掀安检仪的门帘。据了解，安检仪前面的门帘叫铅帘，是防止X射线外泄的防护设备。对此，人民医院放射科医师表示，掀开铅帘就等于把自己暴露在辐射的危险之下，对身体有伤害。用于工业、医疗x、射线防护屏蔽，规格尺寸可按需方要求生产，是射线辐射防护的必备材料。

铅胶皮为防护产品，多用于制作各种铅衣、铅帽等X射线防护用品及防护帘等；铅胶皮具有多种规格及尺寸；使用纳米级材料，全新配方设计，达到现今国际上超轻、超薄、超柔软防护材料铅分布均匀、防

护性能稳定、且轻便柔软、不宜断裂、具有防水、防静电功能、易清洗等特点；正常使用铅当量不会衰减；耐磨。

CT室防护铅胶皮 X光防护铅皮 X射线防护铅胶皮 医用防辐射铅胶皮

国内生产X射线防护用品历史久,技术先进的企业.近年来,采用国外生产工艺,国内先进的生产设备,生产出的超薄型,重量轻的新型防护用品,产品重量指标达到进口产品水平,每件重量比原同类产品降低20-35%,物理性能和使用寿命超出进口同类产品,从而替代老式普通型或进口产品.产品通过ISO9001医疗器械质量体系认证,经过卫生部射线防护器材防护质量监测中心认证与检测,质量可靠,欢迎订购。