

天津实验台工厂实验室通风柜厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 天津实验台工厂实验室通风柜厂家 |
| 公司名称 | 天津市佰纳克仓储设备技术有限公司 |
| 价格 | 850.00/延米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区精武镇吴庄子路 |
| 联系电话 | 022-86728678 16630989978 |

产品详情

按实验台的功能作用可分为：

化学实验台面：防强酸、强碱、耐高温；耐98%的；表面材质为酚醛树脂板

物理实验台面：防静电、耐温、抗滑、稳定强；耐28%的硫酸，表面材质为防火板

生物实验台面：防水、防止细菌密度强；表面材质为不锈钢板。

实验台按照材质可分为：全钢实验台，钢木实验台，全木实验台，铝木实验台。目前，被应用的多的就是全钢实验台，下面为大家介绍全钢实验台的材质是如何选择的。实验台门面板及抽屉面板：一般采用优质冷轧钢板，表面经磷化后静电粉末喷涂，实验台结构为双层中空加筋式，抽屉内无外露铆钉及螺丝。实验台滑轨：一般采用三节静音滑轨，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，全钢实验台使用方法，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。拉手：主要有全钢、铝合金或者由各生产厂家开发和实验台配套之拉手。实验台地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，可调高度30mm—50mm。螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。

1、化学用实验台台面

化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面；

2.复合贴面板台面

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产优质中纤板材料，底面粘贴酚醛树脂普通防火板，周边采用2.0mm厚的PVC材料封边；实验台台面复合厚度为40mm；

3.实芯板台面

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm;周边倒角R10mm;耐高温不超过135 。

4.环氧树脂台面

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择;

实验室吊柜中央台规格

实验室吊柜中央台标准尺寸：台面高度800mm，宽750mm，操作口高度800mm，柜内净高1200-1500mm，柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。

。

在所有的实验室家具中，实验台是使用频率高的实验室家具，因此，我们要学会如何保养和维护实验台，才能更长时间的使用它，今天就为大家整理了几个小点，教大家如何保养和维护实验台。

1.首先在擦洗实验台切记使用含有磨料、强酸清洁剂，不能高温冲洗，PP实验台怎么使用，要准备好温水，PP实验台怎么用，配合性质温和的清洁剂擦洗实验台。对于难以清除的物质，可使用次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗。

2.不宜将实验台搬出实验室在高温、强光下直射，这样会造成实验台表面的镀料破坏，影响实验台的美观以及造成实验台使用寿命的减短。

3.实验室要保持良好的通风，保证实验室内的空气良好以及实验室操作员的人身安全。

4.切记将实验台长期放置在超过130 ° C的环境下。

5.实验室经常会使用酒精灯，在使用酒精灯的过程中，不能讲酒精灯直接放置在实验台台面上，高温的火焰灼伤实验台台面，应将酒精灯放置在脚架上使用。

天津市佰纳克仓储设备技术有限公司是集工位装备、仓储设备、钢制办公家具于一体的制造企业，位于一滨海新区，自企业成立以来一直致力于仓储物流设备和工业装备的设计、研发、生产以及销售，现已拥有一套完善的企业制度和一支专业的设备研发、生产队伍，多年来与外资企业、国有大型企业有着良好的合作关系，成为北方乃至全国规模的工装设备专业供应商之一；

产品质量的可靠是我们的立业之本，我公司主要生产工作台、工具柜、工具车、置物柜、物料整理架、实验室家具、不锈钢制品及塑料制品，具有先进完整的数控机床加工中心技术、型材轧制、酸洗，烤漆处理、表面喷塑等一条龙生产流水线，有一支专业化的运输安装和快捷便利的售后服务队伍。

天津佰纳克将确保顾客需求、用服务创造顾客满意，一直坚定不移的贯彻为客户服务的经营理念，坚信每一位值得尊敬的客户都是最重要的，我们诚挚感谢您的支持和协助，并为我们的合作深感荣幸；

