

玻璃制品设计 玻璃制品 丽华玻璃

产品名称	玻璃制品设计 玻璃制品 丽华玻璃
公司名称	丹阳市丽华玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	丹阳市延陵镇联兴村委岗头村
联系电话	18916291832

产品详情

玻璃制品

做实验经常用到的玻璃仪器应在实验完毕后清洗干净备用，根据不同的实验，对玻璃仪器的干燥有不同的要求，通常实验中用的烧杯、锥形瓶等洗净后即可使用，而用于有机化学实验或有机分析的玻璃仪器，则要求在洗净后必须进行干燥。晾干不急等用的玻璃仪器，可在纯水刷洗后倒置在无尘处，然后自然干燥。一般把玻璃仪器倒放在玻璃柜中。烘干洗净的玻璃仪器尽量倒净其中的纯水，放在带鼓风机的电烘箱中烘干。烘箱温度在105~120 保温约1h。称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却保存。组合玻璃仪器需要分开后烘干，以免因膨胀系数不同而烘裂。砂芯玻璃过滤器及厚壁玻璃仪器烘干时须慢慢升温且温度不可过高，以免烘裂。玻璃量器的烘干温度也不宜过高，以免引起体积变化。

吹干体积小又急需干燥的玻璃仪器，可用电吹风机吹干。先用少量乙醇、(or)倒入仪器中将其润湿，倒出并流净溶剂后，再用电吹风机吹，开始用冷风，然后用热风把玻璃仪器吹干。

玻璃制品

在正常工作使用中，使用过的玻璃制品和塑料器皿若没有清洗干净或被污染过，会直接影响化验结果的准确性，导致较大的误差，甚至化验失败。因此，保证玻璃制品的干净至关重要。对于未使用过的，应严格按照规定清洗及干燥后再使用，玻璃制品设备，否则会对结果引入误差，失去可靠性。同时，玻璃制品设计，尽量做到专皿专用。对于易清洗的试剂残留物，清洗后再次使用相对误差很小，但对于难容难清洗的试剂，即使清洗后再投入其他试验中使用，也必定会增加交叉污染的几率。所以贴上正确的标签是保证样品结果准确性的前提。

1.试管可以直接加热。

2. 拿取试管时，用中指、食指、拇指夹在距试管口1/3处；振荡时，玻璃制品，用右手拇指、食指和中指夹持试管的上端，玻璃制品种类，使用腕力甩动试管底部。

3. 加热时要使用试管夹，以免。

4. 加热液体时，液体体积不超过试管容积的1/3，使试管与桌面成45°角。试管口不要对着自己或他人；

5. 加热固体时试管口略向下倾斜；

6. 加热前试管外壁要擦干，不能留有水滴，加热时受热要均匀，不能碰到酒精灯的灯芯；

7. 加热后不能马上用水冲洗，防止炸裂。

玻璃制品设计-玻璃制品-丽华玻璃(查看)由丹阳市丽华玻璃制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。丹阳市丽华玻璃制品有限公司（www.dylihua.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为普通玻璃具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!