

婴儿身高体重测量仪 0-3岁婴幼儿身高体重测量仪

产品名称	婴儿身高体重测量仪 0-3岁婴幼儿身高体重测量仪
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-B60 适用范围:保健院 儿科体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

婴儿身高体重测量仪 0-3岁婴幼儿身高体重测量仪

儿童体检卧式婴儿量床HW-B60婴幼儿智能体检仪内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可继续长时间使用，在外接电源时自动充电，身高采用滑动挡板式测量，移动挡板至婴幼儿脚底然后根据挡板的位置看刻度尺判断婴儿身长；体重采用精密平衡梁式压力传感器称重，主显示屏LED显示屏，具有去皮、置零、累清、累加等功能、自动锁定重量数据并显示婴儿体重。

超声波婴儿秤，婴儿量床，身高体重卧式婴幼儿测量床，带打印功能医用婴幼儿电子秤，乐佳HW-B70型全自动婴儿体检床

生产厂家：河南乐佳电子科技有限公司

我们的地址：郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209电话：86-182-03652601联系手机：18203652601 期待您的咨询

我公司主要经营身高体重测量仪 智能体检一体机 健康体检一体机 身高体重秤 电子秤 婴儿秤 儿童秤等一系列检验类测量仪器设备的研发、生产和销售。

儿童体检卧式婴儿量床HW-B60婴幼儿智能体检仪机型：HW-B60

身高测量范围：0-120CM 测量精度：1MM

坐高测量范围：0-120CM 测量精度：1MM

体重测量范围：0-60KG 测量精度：0.01KG

测量 结果：体重LED显示

输入 电压：DC12V

平均 功率：10W

使用环境温度：-10—40度

外观 尺寸：129*50*32CM

儿童体检卧式婴儿量床HW-B60婴幼儿智能体检仪

在产房，每一个新生儿出生后，医生都会给新生儿填一张登记表，上面写着新生儿的各项身体发育指标，其中包括身高和体重。

新生儿体重过轻或过重，都是不利的！

体重是反映宝宝生长发育的重要标志，是判断宝宝营养状况、计算药量、补充液体的重要依据。我们平时所讲的宝宝“体重”指的是净体重。新生儿出生时平均体重为3千克，正常范围为2.5-4千克。如果体重低于2.5千克，就是低体重儿，如果超过4千克，就是巨大儿。

不少产妇对于自己能生下一个大胖小子而感到高兴，可你知道吗？新生儿体重过重其实并不是一件好事，反而对将来的发育有一定的影响。体重有时也关系到宝宝的健康状况，过轻过重都不利于宝宝的健康。

所以说，宝宝出生时称体重，主要是要测宝宝的健康。由于婴儿体重过轻或过重都会威胁到婴儿的生命健康，孕妈妈在孕期要注意控制体重。

由专业的团队设计研发，加之精准的工程开发和无与伦比的出色工艺，使本机彰显其尊贵之气质，功能特点：

- 1、120CM超大量程，毫米级测量精度
- 2、环保工程塑料整体成型外壳，安全舒适
- 3、独立式显示器精准且易操作，全屏显示
- 4、滑动挡板辅助测高，快速精准
- 5、线型无噪音导轨，流畅顺滑
- 6、自动去皮、置零、累清、累加，重量锁定

7、内置大容量蓄电池，超长时间待机

婴幼儿身高标准的生长规律：

足月儿身长平均为50厘米，出生后一年大约增长25厘米，所以一岁大约为75厘米；以后每年大约平均增长5厘米，因此2—12岁以后小儿身长（厘米）=年龄×5+75（厘米）。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。

每个父母都希望自家的孩子能够拥有一个健康的身体，和高大的身材。虽然我们并不能够确切预测孩子将来的身高是多少，但是根据孩子的生长发育情况，通常能够知道一个大概的范围。我要知道自家孩子的身高体重是否符合标准

生活小常识——10种吃了会快乐的食物:深海鱼，香蕉，葡萄柚，全麦面包，菠菜，大蒜，南瓜，低脂牛奶，鸡肉，樱桃。