

# 药品综合稳定性试验箱 随州药品稳定性试验箱 科唯美特

产品名称	药品综合稳定性试验箱 随州药品稳定性试验箱 科唯美特
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

## 产品详情

综合药品稳定性试验箱采用了温度、湿度、光照等综合性环境模拟方式，综合药品稳定性试验箱，来对药品进行温度、湿度、光照等条件下的稳定性。对于制药行业来说，试验箱是必不可少的药品检验试验设备，随州药品稳定性试验箱，根据其检测药品保存的温度、湿度、光照强度等情况来了解药品的较佳保存方式，以及药品的稳定性检测。

试验箱采用平衡调温调湿方式，选用原装进口全封闭工业压缩机、进口湿度传感器、进口触摸屏程序控制器（1-99段）、进口有纸记录仪等设备配置的药品稳定性试验箱，药品综合稳定性试验箱，具有稳定、安全可能的性能。

每一个使用者都希望所用的仪器能够方便好用，微处理控制系统和其它各种功能附件(如高温自动调节和警报装置、CO2警报装置、密码保护设置、自动校准系统等等)的运用，就使得二氧化碳培养箱的操作和控制都非常的简便。微处理控制系统是维持培养箱内温度、湿度和CO2浓度稳态的操作系统。例如PIC微处理器控制系统，它能严格控制气体的浓度并将其损耗降低水平，以保证培养环境恒定不变，且能保证长期培养过程中箱内温度，并有LED显示，可设置、校正温度和CO2浓度。不同的微处理系统虽然名字不相同，但是其原理与控制效果则无甚区别，培养箱选购时不必太在意它们名字上的区别，关键是要自己觉得使用起来方便，容易操作，而且要能够达到所需的控制精度。

注意药品光照稳定性试验箱的操作方法：

- 1、在试验之前我们需要确保没有覆盖物遮挡在设备上，药品稳定性试验箱价格，因为设备发热会引起烟雾或是火灾等情况。
- 2、不能将或是带有腐蚀性的样品放进工作室进行检测，不然无法保证设备以及操作人员的安全。
- 3、不能将设备放置在或是带有气体的环境中进行使用，不然可能会在试验的过程中发生意外。

- 4、如果打算长时间不继续使用药品稳定性试验箱的话，将设备的电源切断，然后做好清洁保养工作。
- 5、在关闭设备之后至少要间隔5分钟以上才能重新开启试验设备，否则会对设备的压缩机造成非常严重的影响。
- 6、在每次试验之前都需要检查设备的电源线以及其他部分，以避免在试验的过程中出现漏电的情况，从而导致操作人员因触电受伤或是。

药品综合稳定性试验箱-随州药品稳定性试验箱-科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。“恒温恒湿试验箱,高低温,试验箱，冷热冲击试验箱”就选昆山科唯美特仪器设备有限公司（[www.kevimeter.com/](http://www.kevimeter.com/)），公司位于：昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房，多年来，科唯美特坚持为客户提供好的服务，联系人：李涛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科唯美特期待成为您的长期合作伙伴！