

病房输液轨道A武隆病房输液轨道直销A病房输液轨道直销

产品名称	病房输液轨道A武隆病房输液轨道直销A病房输液轨道直销
公司名称	重庆天一医疗设备有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:洋欧耀 颜色:氧化本色 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区光电路18号14幢20-3号
联系电话	15523738098 18580778748

产品详情

输液轨道直销医用输液轨道厂家制作特点:

1、医用输液轨道厂家依靠科技开发，安全性强，经济实用。2、医用输液轨道厂家调节灵活，滑动自如，操作方便，有效提高医护人员工作效率。3、医用输液轨道厂家安装于屋顶，合理利用空间。医用输液轨道厂家产品美观大方，是替代站立式输液架的理想产品5.医用输液轨道厂家铝合金天轨银白色，高雅华贵，曲直兼备。6..医用输液轨道厂家水平钩可翻折，输液架易挂、易定位。7.医用输液轨道厂家滑车坚固灵活，负荷自锁，匠心独具。8、医用输液轨道厂家高度调节、简便、快捷等特点。9.医用输液轨道厂家不锈钢升降机、壁挂式、镜面豪华，美观大方。

轨道滑轮：采用塑钢材料，使用年限长，拆装清洗方便，与轨道相辅相成，收拉流畅轨道：轨道外形简单，但很耐用，安装也简单方便，可长期使用，表面经过氧化处理，耐滑不生锈。圆滑内槽，滑车能平稳通过，消音线处理，可伸缩吊杆：吊杆可随意伸缩，便捷耐用，可适用不同身高的人使用优点：安装简单，上墙牢固，安全稳固，滑动灵活，不易生锈医用轨道是医院住院病房常用的设施之一，其安装质量直接影响到医院住院患者的安全问题。而在医院实际工作中，输液轨道脱落现象时有发生，直接影响了患者对医院质量的信任，也给医务工作者的治疗工作造成了困扰。医用轨道安装：1、首先确定输液天轨的安装位置，一般安装在病床中央的天花板上。需注意避开灯风扇，手术室安装时应注意避开吊塔和无影灯。 2、测量所购天轨输液架的轨道安装孔孔距，用 8冲击钻头在天花板上钻出深度大于50毫米的孔，打入 8塑料膨胀（注意塑料膨胀打入后应与天花板平齐）。 3、将滑车装入轨道内，用M4×10自攻螺钉将塑料封头安装轨道两端（O型轨无堵头，其接头处应平整对齐，保证滑车能在轨道内自由滑动）。然后用M4×30平头自攻螺钉将轨道安装在天花板上。 4、安装完毕后，将吊杆挂在吊车挂钩上，检查其运转及其他性能。目前安装的轨道一般采用的都是铝合金材质，轨道每米重量为240克及以上，轨道厚度为1.2mm及以上。其滑轮采用的是塑钢材质；挂钩采用S型，不锈钢材质。轨道采用L型（2.3m*2.3m），一体弯曲成型，特殊规格两端超过2.3m以上需采用轨道接合器并接；

轨道两侧应有边盖。因此，在安装的时候无论是滑轮部分，还是挂钩部分都要在完工之后先进行试验检查，看是否可以投入使用