

二级生物安全柜 淮安生物安全柜 苏洁

产品名称	二级生物安全柜 淮安生物安全柜 苏洁
公司名称	苏洁医疗器械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区渭塘镇凤凰泾村工业园区
联系电话	13776006541 13776006541

产品详情

外排风箱系统外排风箱系统由外排风箱壳体、风机和排风管道组成。外排风机提供排气的动力，将工作室内不洁净的空气抽出，生物安全柜厂家，并由外排过滤器净化而起到保护样品和柜内实验物品的作用，由于外排作用，工作室内为负压，防止工作区空气外逸，起到保护操作者的目的。

滑动前窗驱动系统滑动前窗驱动系统由前玻璃门、门电机、牵引机构、传动轴和限位开关等组成，二级生物安全柜，主要作用是驱动或牵引各个门轴，使设备在运行过程中，前玻璃门处于正常位置。

苏洁（苏州）有限公司是专业从事和净化设备研发、生产、销售、服务为一体的生产型企业。主要生产：生物安全柜系列、洁净工作台系列、风淋室系列、FFU系列、洁净棚系列、洁净衣柜系列、空气自净器系列、百级层流罩系列、传递窗系列、等净化设备生产与销售，同时承接百级至三十万级净化车间、无尘车间、无尘室、无菌室工程改造与建设，欢迎新老客户来电咨询！

生物安全柜每日维护 1) 每次使用前、后用70%的酒精（其他杀菌剂视用户使用的材料而定）彻底对安全柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。不要用含有氯的杀菌剂，因为它可能对安全柜的不锈钢结构造成损坏。也要对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安全柜内部区域时，淮安生物安全柜，操作人员除了手放以外，身体的其他任何部位不能进入安全柜 2)

检查警报并检测基本气流

生物安全柜(biological safety cabin.BSC)是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。其广泛应用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中，是实验室生物安全中一级防护屏障中基本的安全防护设备。

二级生物安全柜-淮安生物安全柜-苏洁由苏洁医疗器械（苏州）有限公司提供。二级生物安全柜-淮安生物安全柜-苏洁是苏洁医疗器械（苏州）有限公司（www.szsujie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。