

# DDS-408A型实验室电导率仪台式电导率仪智能电导率实验室

产品名称	DDS-408A型实验室电导率仪台式电导率仪智能电导率实验室
公司名称	昆山乡林自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	电导率仪:DDS-408A
公司地址	千灯镇泰极国际花园3号楼204室
联系电话	0512-57467262 17312693839

## 产品详情

DDS-408A型实验室中文电导率仪台式电导率仪智能电导率实验室台式电导仪

DDS-408A型是功能最强，使用最方便的一款中文电导率仪。中文显示、中文显示、中文菜单引导使操作极为方便、功能多、测量精度高特定。可广泛用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

DDS-408A型实验室中文电导率仪台式电导率仪智能电导率实验室台式电导仪

仪器特点：

中文液晶显示，中文菜单，中文记事。

微机化：采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术，完成多参数测量，温度补偿、量程自动转换、精度高，重复性好

可靠性：单板结构，触摸式按键，五开关旋钮和电位器

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度

25 折算：温度补偿自动测量/手动输出，超纯水自动温度补偿

网络功能：RS232双向通讯，可配打印机或TLab8.0a通讯与数据处理软件

可测量高纯水：配电极常数0.01cm<sup>-1</sup>的316L不锈钢电极和密封测量杯

技术指标：

显示方式： 中文液晶显示，中文菜单操作

测量范围： 0.01~20  $\mu\text{s/cm}$ ；（配K=0.01电极）

0.1~200  $\mu\text{s/cm}$ ；（配K=0.1电极）

1.0~2000  $\mu\text{s/cm}$ ；（配K=1.0电极）

10~20000  $\mu\text{s/cm}$ （配K=10.0电极）

温 度： 0~99.9

分辨率： 0.001  $\mu\text{s/cm}$ 、0.1

电极常数： 0.001~15.0cm<sup>-1</sup>间由软件设定

温补范围： 自动：0~99.9 ，手动：0~99.9

温度系数：0~10%/（以25 为基准）

精 度：  $\pm 0.5\%FS$ ， $\pm 0.3$  ；通讯接口：RS232双向通讯（选配）

电 源： AC220V  $\pm 22V$ ,50Hz  $\pm 1Hz$

工作条件： 环境温度0~60 ，相对湿度 90%

掉电保存： >5年，时钟精度： $\pm 1$ 分钟/月

标准配置：

二次表一台，电导率电极一支，温度电极一支，电极安装配件，电源

产品质量有保证，欢迎来电来函选购！

联系人：王凤兰

联系电话：173 1269 3839

固定电话：0512-57467262

QQ: 1762732015

E-mail : ksxl\_wang@126.com