

# 美国Brookfield博勒飞 DV2T触屏粘度计

产品名称	美国Brookfield博勒飞 DV2T触屏粘度计
公司名称	广州德泉兴业商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区棠东东路19号B202室
联系电话	13059163230

## 产品详情

### 产品描述

全新DV2T粘度计配备有5英寸彩色显示屏，指引用户完成创建测试和数据收集的整个过程，以快速便捷地进行粘度测量。DV2T还提供了强大的新编程能力与结果分析，包括数据平均和QC上限下限警报。可以用新的程序生成器软件创建多步测试协议的用户说明并通过U盘上传至DV2T（仪器均自带）。测试数据可直接记录到本地打印机或发送到电脑。通过可选配的[RheocalcT](#) 软件可以实现额外的自动控制和数据采集。特性和优点

- 5英寸全彩色触屏显示器（多语言支持）
- 显示的信息包括：粘度 (cP/mP · s)、温度 (° C/ ° F)、剪切率/剪切应力、% 扭矩、转子/转速、程序状态阶段
- 增强型安全控制可提供高级保护功能，具备自定义用户使用权限和密码访问，符合 21 CFR 第11部分等规范的要求。
- 内置式选项包括定时测量、数据平均、可编程式QC上下限/警报、用户自定义转速/转子列表、数据比较屏幕显示
- 自动量程显示当前转子/转速组合下的最大测量粘度
- USB PC 界面提供可选的电脑控制盒自动数据采集功能。使用附赠的 PG Flash 软件下载用户自定义的测试程序
- 方便浏览的前部气泡水准仪
- 内置式温度探针
- 精度：测量范围的 ± 1.0%，和测试数据一同显示

- 重现性：±0.2%
- 拥有溯源于美国国家标准和技术研究所 (NIST) 标准的基准标准液严格鉴定
- 可选附件：DV2T

“ EX  
TRA ” 版

粘度计集合了转子快接系统、持久耐用的滚珠轴承悬挂系统、快速定位支架和免费的[RheocalcT](#) 软件。

我们的每个标准实验室粘度计/流变仪都随机配备有一个内置弹簧，用于计算材料的粘度。这些弹簧具有不同的测量能力：

LV 系列，适用于低粘度材料，可测量最稀的材料。典型的例子包括：油墨、油和溶剂。

RV系列：适用于粘度高于用LV扭矩测量的材料的中等粘度材料。典型的例子包括：霜体、食品和油漆。

HA系列：适用于粘度高于用RV扭矩测量的材料的较高粘度材料。典型的例子包括：凝胶剂、巧克力和环氧树脂。 HB系列：适用于粘度高于用HA扭矩测量的材料的更高粘度材料。典型的例子包括：沥青、填缝化合物和糖蜜。 也可根据您的需要提供额外的专用弹簧。