

食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪

产品名称	食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪
公司名称	元氏县永芳仪器化玻经营部
价格	99226.00/台
规格参数	规格:1台/件 型号:KDN-08S 数量:1000
公司地址	河北省石家庄市元氏县城嘉惠街
联系电话	86-0136-73183558 13673183558

产品详情

食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪永芳仪器化玻长期现货供应化肥饲料食品厂检测化验室仪器设备质量好服务好。本凯氏定氮仪蛋白质测定仪由微机智能控制，稳定可靠，运行成本低，操作简便，能够良好获得蛋白质检测结果的准确性和精度。

一：食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪主要特点：

1. 微机芯片控制，加碱与蒸馏时间数码显示，并有倒计时功能。
2. 增加2次鸣响：检测结束鸣响提示。检测结束前一份钟鸣响提醒。
3. 电子计时，加碱和蒸馏定时定量更精确。（原为电位器定时）
4. 加碱和蒸馏可单独操作，相互不受影响。（原来为分别开启，关闭按钮共用）。
5. 薄膜轻触按钮，手感舒适。面板简洁清爽。
6. 自动记忆最后一次设置数据。
7. 缺水自动鸣响并自动切断水泵电源。

二：食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪仪器介绍：

按经典凯氏定氮法为原理，广泛应用于粮食、食品、有机肥、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的蛋白质的分析测定，具有测试精确、安全可靠、操作简便等特点。蒸馏装置采用了电热蒸汽发生器，利用加热管热能使蒸馏水产生蒸汽，蒸馏水自动补充，能连续不断地进行微量和常量蒸馏作业。

三：食品饲料有机肥蛋白质测定仪凯氏定氮仪技术参数:

1. 测定范围：0.1mg ~ 200mg氮；
2. 样品质量：固体0.3 ~ 8g；液体5 ~ 30ml；
3. 测试精度：相对差1%；
4. 重复性：平行差 0.2%；
5. 回收率： 99.5%；
6. 速度：蒸馏25 ml/min；
7. 一次足量加液体积：150ml；
8. 一次足量抽取体积：400ml；
9. 防溅管采用耐强酸碱塑料模具一次成型；
10. 电源：220 (V) \pm 10%；50HZ ~ 60HZ；
11. 额定功率：1200W；
12. 外形尺寸：360x300x700 (mm) ；
13. 重量：27KG；

本八孔消化炉主要特点：

- 1、 采用数显无触点断开控温，设定温度与实际温度双重显示，加热体采用八个陶瓷炉芯，双排开关，单排使用；
- 2、 废气密封采用聚四氟乙烯材料加工制成，耐酸、耐碱、耐高温，操作更安全；
- 3、 消解时在不需通风橱的条件下消化管内溢出的SO₂等有害气体，全部通过排气罩，经过抽气泵溶于水中排出，避免了废气对环境的污染，使操作更安全。永芳仪器化玻长期供应半自动凯氏定氮仪和全自动凯氏定氮仪供用户选购。

石家庄市元氏县永芳仪器化玻经营部长长期筹建各类实验室仪器设备，化工制药医药厂化验室、化肥饲料食品厂SC化验室、煤炭钢铁石油检测化验室仪器设备等，上煤炭检测化验室、钢铁元素分析化验室永芳仪器化玻为你免费上门安装调试一条龙服务。更多实验室设备上网搜索永芳仪器化玻，欢迎来电来人考察采购，竭诚服务。