

化肥有机肥钾钠锂钡元素检测仪器精密火焰光度计

产品名称	化肥有机肥钾钠锂钡元素检测仪器精密火焰光度计
公司名称	元氏县永芳仪器化玻经营部
价格	96996.00/台
规格参数	规格:1台/件 型号:6400A 数量:1000
公司地址	河北省石家庄市元氏县城嘉惠街
联系电话	86-0136-73183558 13673183558

产品详情

化肥有机肥钾钠锂钡元素检测仪器精密火焰光度计长期筹建环保污水处理厂化验室、化肥饲料食品厂SC化验室、煤炭钢铁指标检测化验室仪器设备。化肥土壤检测化验室仪器设备远销：山西陕西内蒙古，青海甘肃宁夏，吉林辽宁黑龙江，安徽江西河南湖北，广西贵州云南四川，山东河北等地。永芳仪器化玻供应紫外光度计色谱仪光度计系列产品火焰光度计广泛运用在土壤、化肥有机肥肥料、建材陶瓷水泥、耐火材料玻璃、食品饮料等行业。

一：6400A火焰光度计永芳仪器化玻供应产品概述：

火焰光度计是以发射光谱法为基本原理的一种分析仪器。例如：将盐置于火焰时，火焰呈黄色，这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收焰的热能，而跃迁到受激能级，再由受激能级跃迁到正常状态时，电子要释放能量。这种能量的表征是发射出钠原子特有的波长的光谱线---黄光谱（主波5893A）。利用火焰的热能使某元素的原子激发发光，并检测其光谱能量的强弱，进行判断物质中某元素含量的高低，这类仪器称之为火焰光度计。

二：6400A火焰光度计永芳仪器化玻供应产品技术参数：

灵敏度：K（钾）1 μg/ml偏转满度，Na（钠）1 μg/ml偏转满度

稳定性：同一试样在15秒内连续进样，漂移不大于读数值值的3%

接受方式：硅光电池

分光方式：干涉滤光片

显示方式：双通道LED数字显示

线性范围：K:0.02mmol/L-0.07mmol/L;Na:1.10mmol/L-1.6mmol/L

重复性：Cv不大于2%

三：永芳仪器化玻现货供应6400A火焰光度计主要特点：

K，Na同时测试，应用于临床生化检验和质量控制

表头可直接读数，为你的待测元素进行定量分析

点火可靠，设有专用点火气路

操作简便，分析速度快

试样量少，灵敏度高

稳定性，重现性好，具有线性校正系统

采用液化气作燃料，使用方便

增设燃气压力监控，避免盲目操作

仪器正常使用条件：

环境温度：10 ~ 35

相对湿度不大于85%

仪器应水平放置，避免阳光直接照射，周围无强烈电磁场干扰，无影响使用的振动

仪器使用现场应配备灭火装置，有良好的通风条件

电源电压：220 ± 22V；频率：50 ± 1Hz并且有良好的接地，额定功率30W

其它：

仪器尺寸和重量：400mm × 250mm × 500mm 12.5Kg

仪器成套性：主机、空气压缩机、汽油汽化缸以及附件、备件等。

永芳仪器化玻长期供应火焰光度计产品型号多样：6400A、6432、6440、6450等。更多实验室仪器设备上网搜索永芳仪器化玻产品质量硬服务好，欢迎采购，竭诚服务。

