

# 河南实验室试剂药品柜器皿柜通风柜气瓶柜工作台厂家

产品名称	河南实验室试剂药品柜器皿柜通风柜气瓶柜工作台厂家
公司名称	河南同兴仪器设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:河南同兴 型号:7890 2010 产地:河南郑州
公司地址	郑州市管城区货栈街185号2号楼1单元1楼1号
联系电话	17344996927 17737710927

## 产品详情

河南全省

郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁 平顶山 濮阳 亳州 生产厂家

实验台 工作台 边台 中央台 天平台 操作台 洗涤台 高温台 水池台 仪器台 转角台 试剂架 吊柜 工作台 沥水架 水槽 万向罩 试剂 药品 样品柜 器皿柜 通风柜橱

甲烷 丙烷 氮气 氢气 氧气 空气

气路管路安装 气路检测控制器 报警器 压力检测器 一级二级减压器 流量计

微生物 医药工业洁净室 生物医学 生物安全实验室 洁净室 净化无菌实验室 设计施工 实验室通风净化系统

简介：河南同兴仪器设备有限公司 李：17344996927

河南郑州生产气相色谱仪厂家，维修安捷伦岛津 福立 天美 气相 液相 气质 液质 质谱

河南郑州生产实验室仪器设备 实验室工作台，试剂药品柜，通风洁净无菌室，气路管路安装厂家

河南省科技型中小企业，高新技术企业，郑州科技局扶持单位。研发成果20个，

客户：

- 1、食药质检单位、科研院校，
- 2、第三方建筑工程、环境、公共卫生、职业健康、安全评价检测公司，
- 3、化工厂、制药厂、生物制品、酒厂、食品厂、医院等

业务：

- 1、气相色谱仪 研产销 配件
  - 2、气相 液相 气质 液质 质谱 维修
  - 3、分析实验仪器(色谱、光谱、电化学)
  - 4、实验室工作台柜子、通风洁净系统、生物净化无菌室、气路管路安装
- 0、日本滨松光子 BHP9515 BHP9514水质生物毒性检测仪总代理- 第三方环境检测公司方向  
国标GBT15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法
- 1、气相主机配件：进样垫 气路管 带壳石墨垫 石英玻璃衬管  
进样器 铂电阻 130090欧姆铼钨丝 FID点火丝线圈  
白铂金喷嘴 FID（氢火焰离子化检测器）、NPD（氮磷检测器）、FPD火焰光度检测器）  
非破坏性检测器有：TCD（热导池检测器）、PID（光离子化检测器）、ECD（电子捕获检测器）  
加热丝 熔断片 检测器 针型阀 稳压阀 背压阀 器装置设备厂家
  - 2、北京精华苑SGH-35 00 SKG-25 LB  
SGN-300氮氢空气发生器总代理、大连日普利JY-1脱氧管大连日普利jsh-1267 JY-1234脱氧管 脱氢脱水管  
脱烃脱硫管 净化管 安捷伦岛津气体净化器
  - 3、天美GC7980plus7900 7890II福立GC9750 9790 9720 2020IIFPlus福立FL2200科晓1620  
1690AFJNT山东鲁南瑞虹宏图 7890 7820 6890 6901A 8860北分瑞利SP2100A2020 34200A  
  
安捷伦GC GCMS LC LCMS 7820 7890AB 8890 8860 6460 6890N 5975 5973C 7250 7010 7200 5977ABCD 1290、  
岛津GC2010 pro 2014 2018 2030 LC-16 -40 GCMS-TQ8050 8040 2020NX QP2010 LCMS-9030 8060 8050 2020  
8030  
  
天美 LC2000 大连依利特5100 3100 1100 2370 P35 3700 2370 制备半制备高效液相色谱仪
  - 4、气相 气质 液相 液质 质谱 主板 侧板 通讯板 逻辑板 控制面板 电路板 电箱侧板 电源板  
放大器检测器调零板 显示板 键盘板 RS232 通讯板 EPC模块电子流量控制器板 RF板 放大板
  - 5、河南全省 郑州 开封 新乡 许昌 洛阳 安阳 信阳 焦作 漯河 周口 驻马店 南阳 济源 商丘 三门峡 鹤壁  
平顶山 濮阳 亳州 生产厂家  
  
实验台 工作台 边台 中央台 天平台 操作台 洗涤台 高温台 水池台 仪器台 转角台 试剂架 吊柜 工作台  
沥水架 水 水槽 万向罩 试剂 药品 样品柜 器皿柜 通风柜橱
- 6、甲烷 丙烷 氮气 氢气 氧气 空气 气路管路安装 气路检测控制器 报警器 压力检测器 一级二级减压器

## 流量计

### 7、微生物 洁净室 生物医学 生物安全实验室 洁净室 净化无菌实验室 设计施工 实验室通风洁净化系统

#### 2全钢通风柜

1200\* 1500 1800 \*800\*2350mm

##### 1、台面

实芯理化板：台面面板要求厚度 12.7mm，耐酸碱，耐化学腐蚀，耐 110 高温，抗刻刮性能良好，承重性能强；操作台面前缘上边圆弧收边并加厚到 25mm 以上，美观且光滑不伤手。

##### 2、风速

面风速：在移动门开启高度发生变化时，排风量相应变化的情况下，平均面风速保持 0.5 m/s 不变。面风速匀度：通风柜在移门开启高度（标准型通风柜：0.65 m 处），平均面风速保持 0.5 m/s 情况下，于移动门开口截面，上下左右每隔 0.3 m (以内) 量测各自中心点所测得的面风速，其 大值、小值于算术平均值(平均面风速)的偏差小于 15%。

##### 3、通风柜上箱

前面板、外侧板、后板、立柱及连接板：采用 1.2mm 厚和 1.5mm 厚的冷轧钢板加工制作，表面环氧树脂粉末喷涂；品牌：上海宝钢

内侧板：采用 5mm 厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

背板：采用 5mm 厚的抗贝特板与外侧板粘压制作；

后衬板、导流板：采用 5mm 厚的抗贝特板制作；

前底板及连接件：采用 2mm 厚的冷轧板制作，表面环氧树脂粉末喷涂；品牌：上海宝钢

集风罩：采用 6mm 厚聚丙烯材质一体成型制作；

上柜的顶部前面板设计为活动式前面板，以方便维修；

所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀；不能有外露的螺钉；

外部连接装置都需抗化学腐蚀，用聚氯乙烯包裹的不锈钢部件或非金属材料。

#### 4、上罩及下柜体：

采用 1.0mm 厚好的冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能；品牌：上海宝钢

5、视窗：采用 6mm 厚安全钢化玻璃，带 PVC 滑槽，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，视窗可停在任意位置；

#### 6、钢索及滑轮组：

滑轮采用冷扎/ABS 材质，滑轮组之滑轮内设有滚珠轴承并具定位衬套，可防止滚动时滑轮与滚珠轴承位移松脱或偏磨卡死；

滑轮组设有钢索限位装置，可防钢索松脱至滑轮沟槽外；

每条悬吊钢索与固定锁扣能承受 大为 460kgf 的拉伸测试而不脱落断裂（附测试报告）。

#### 7、电器：

具备防腐、照明灯，多功能（单相）插座，适用各种仪器插头。液晶显示控制面板，触摸型可控开关。

8、排水管：全部采用白色 PP 材料，标准配件；

9、螺丝：不锈钢标准件；

10、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点；

11、照明：防水、防腐、防尘、密封，内置 20w\*2 日光灯；品牌：飞利浦

#### 12、化验水杯：

高密度 PP 材质，6mm 厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度 PP 反水弯，防止水管阻塞功能，并易于拆卸；耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎；

化验水选用技术指标相当于台湾台雄专用，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，

密闭性好，使用寿命开关 50 万次，静态 大耐压 20Pa。可对水流进行微量调节，带

接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；

落水头说明：采用高密度 PVC 沉淀式泄水头，具备防止水管阻塞功能，并易于拆卸保养。

13、通、排风系统：带风机接口、PVC排风管，要求为防腐材质；

排风量：1080—1700m<sup>3</sup>/h，工作时平均风速要求为 0.5m/s，工作噪声不超过 55 分贝；

通风柜要求具有旁路补风系统，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压；