

手术室保温柜控制温度范围5 -80

产品名称	手术室保温柜控制温度范围5 -80
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途手术室保温柜控制温度范围5 ~80 用途:多温度手术室保温柜控制温度范围5 ~80
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室保温柜控制温度范围5 -80 简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联企业率先了质量，了医用恒温箱和恒温冷藏柜的，了14001：2004环境管理，严格遵守“产品+服务=100”的定律，持续运行质量化管理模式，以化管理，星级的服务，并以竞争力的性价比，业内.....福意联企业在市场方面，公司拥有完善的销售和服务网络，畅通的信息反馈和处理渠道，确保代理商和用户的满意，能够为用户提供系统的恒温设备的培训、全方位的技术和完善的。

手术室保温柜控制温度范围5 ~80 公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联手术室保温柜控制温度范围5 ~80 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室保温柜控制温度范围5 ~80 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、 2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。

手术室保温柜控制温度范围5 ~80 推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-

66L 温度：2-8

外型尺寸：430
× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型
尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内部整体
恒温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，
箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露

应用，适合高温高湿地区。
外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

手术室保温柜控制温度范围5 ~80 特点：安全门锁设计，防止随意开启；全方位故障监控、温低报警；传感故障报警、断电报警等（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）。精度温度传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变。使用新材料密封条设计，保温效果好。前沿的制冷科技：采用拥有自主的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术；采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到优良的保温效果；超厚保温层，保温效果好；优良优良压缩机；优良风扇电机。控制技术：精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2 ——48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放安全。

手术室保温柜控制温度范围5 ~80

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工

缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

手术室保温柜控制温度范围5 ~80 产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司具有几十年的经验医用科研冷藏、冷冻、低温等设备的企业。产品种类繁多。广泛涉及、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等领域。企业先后了9001质量，14001等质量，产品相关颁发的《中华人民共和国企业》。全系列产品覆盖各地，并大批量、多批次远销海外，进军市场。且多次在各级中，率高达75%以上。多年来深受国内外广大用户的信赖与厚爱。并结下了深厚的友谊。

行业说明

手术室净化工程是一个无尘的空间，空间有良好的密封性进入手术室为了避免带入太多灰尘，洁净室里的用品要求不会自己产生灰尘，并且不容易附着灰尘。像纸箱，普通抹布这些东西，都是严格禁止的。如果是电子工业方面的洁净室，还要对静电进行严格的控制，以对与产品接触的材料、工具、包装物等，还有防静电的要求。手术室净化工程的几大禁止事项给大家详细的讲一下。

(1) 未无尘室进入资格者，不得进入无尘室。

(2) 严禁裸手接触产品。

(3) 表单、Run Card、记录簿等应确实小心填写，任何涂改必须于旁边签名及日期。

- (4) 手套应保持干燥清洁，并且不可在手套上涂写。
- (5) 严禁坐卧桌面、脚踏板、地板、垃圾桶、护栏，以及斜靠机台或储存柜。
- (6) 若手易出汗或过敏者，可先戴细棉手套再带PVC手套或乳胶手套。
- (7) 应随时注意各项公告及标语。
- (8) 应主动相互，但不可单独操作未合格之机台。
- (9) 大家应随时取缔、纠正不合规定之人员、物品、标示等，并通知相关主管。
- (1) 应随时注意头发、口、鼻不可外露。
- (2) 不可将无尘衣、帽等随意置于地板上。
- (3) 只能在更衣室内穿、脱无尘衣，不可在其它地方为之。
- (4) Air Shower前后两门不可同时开启。
- (5) 万级无尘室内严禁奔跑、嬉戏、喧哗、睡觉等。
- (6) 万级无尘室内严禁吃东西或喝饮料。
- (7) 无尘室内应避免多人聚集在一起，以免制造particle。微粒
- (8) 剧烈运动或流汗后，不可立即进入无尘室，需待呼吸平稳且不再流汗后，方可进入。
- (9) 若有抽烟，须于抽后30分钟并且洗手漱口后，方可进入。
- (10) 面板前段不可将一般用纸、笔记本、纸箱、卫生纸、书籍、铅笔、修正液、橡皮擦等非无尘用品携入无尘室。
- (11) 严禁于无尘室内磨、锉、锯，砂纸、磨料....等，亦禁止使用。
- (12) 万级无尘室内工作人员，应保持头发、身体之清洁，并经常盥洗。
- (13) 进入无尘室的人员禁止使用香水、口红、发胶及其它化妆品，若有化妆者应先卸妆后才可进入。
- (14) 原物料进入无尘室，需先在外面拆箱并擦拭干净后才可进入无尘室。
- (15) 不可面对产品、Cassette或机台之chamber交谈。