

开放式通风柜生产厂家 朝晖 广东通风柜生产厂家

产品名称	开放式通风柜生产厂家 朝晖 广东通风柜生产厂家
公司名称	广州市朝晖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广汕公路长平路段236号
联系电话	13416197639

产品详情

广州市朝晖实验室设备有限公司在不断改进、完善产品的同时，也在不断的自我完善，”信誉第一、效率第一、客户至上、服务至上“是我们对客户的承诺！公司主营业务有：化验室用通风柜厂商、玻璃钢通风柜工厂、PP通风柜型号、步入式通风柜设计、连体式实验室用通风柜、化验室用通风柜生产厂家、化验室用不锈钢通风柜等。

通风柜的安全注意事项

- 1.在实验开始以前，必须确认通风柜应该处于运行状态，才能进行实验操作。
- 2.实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机，开放式通风柜生产厂家，以排出管道内的残留气体，也可考虑安装排风时间延时器，环保型通风柜生产厂家，确保通风机延迟运行。
- 3.实验时，在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备，大型实验设备要有充足的空间，不应影响空气的流动，前面视窗尽量要关闭使用。
- 4.通风柜在安装的位置上应该避免面向道路及人员通过频繁的场地，避免堵塞窗户及通风采光不利的地方，避免遮挡出入口影响门的开关的地方，避免对置和放置在拐角墙壁处。通风柜生产厂家

广州市朝晖实验室设备有限公司引进全套的意大利具有先进水平加工线奠定了优良品质的基础，公司主

营业务有：步入式通风柜价格、玻璃钢通风柜设计、实验室的不锈钢通风柜、钢木通风柜生产厂家、化验室用通风柜价格、玻璃钢通风柜厂家直销、玻璃钢通风柜生产商、全钢通风柜设计、变风量式通风柜型号等。

建立通风柜实验室应完全满足以下要求：

- 1、实验室应建在房间内，并由合适的材料建成长方体外壳；
- 2、内部宽度和长度应不少于4米，天花板高度应不少于2.7米；
- 3、天花板和地板应水平，清远通风柜生产厂家，房间内应没有内部支撑，实验室通风柜生产厂家，内墙和其他阻碍气流的障碍物；
- 4、实验室必须保持在 22 ± 2.7 ；测量期间的补充空气的温度应为室温的 ± 1 ；
- 5、新风供应位置距离通风柜正面应大于2米；
- 6、测试区域边界内干扰流必须小于0.1m/s;
- 7、从测试室排出的空气应防止再次通过新风进入室内；
- 9、测试区域内不得有不必要的障碍物或设备；
- 10、测试实验室房间必须维持-5pa的静压差；
- 11、测试实验室必须按照ASHRAE
- 41.2 “实验室气体流量的标准方法” 测量通风柜的体积流量；通风柜生产厂家
- 12、测试实验室必须按照ASHRAE
- 41.3 “压力测量的标准方法” 在通风柜集气罩顶部出口的位置测量静压；通风柜生产厂家
- 13、示踪气体的浓度应小于控制浓度的10。

广州市朝晖实验室设备有限公司引进先进的生产技术及设备，结合21世纪实验室的要求，开发出一系列与全国同步的高科技实验室设备，公司主营业务有：钢木通风柜生产厂家、化验室用通风柜价格、玻璃钢通风柜厂家直销、玻璃钢通风柜生产商、全钢通风柜设计、变风量式通风柜型号、桌上型通风柜价格、步入式通风柜维修、桌上型实验室用通风柜等。

通风柜的通风要领

通风柜生产厂家实验室通风柜的通风需求各有不同，有强制性的、有临时性的；我公司作为通风柜生产安装经验的厂家，对通风柜的通风形式和使用要领比较了解，可以根据不同的实验室需求解决您的实验室通风问题；在这里，跟大家共同探讨下实验室通风柜的通风要领，从实验室通风柜的应用范围来区分通风效果，可分为以下几点：

1、强制性通风

所谓强制性通风就是对实验区域进行高强度的通风换气，使该区域内有害气体/味经过活性炭吸附后完全排出房间，再将室外新鲜空气送入房间，达到实验室人员安全健康的工作环境；

2、临时性通风

通风柜生产厂家临时性通风，就是在实验环境内，做临时性实验的时，将通风柜的风机开启，使通风柜内部的有毒有害气体/味经过活性炭吸附后，排出实验区域，只限于做段时间的通风实验。

开放式通风柜生产厂家-朝晖-广东通风柜生产厂家由广州市朝晖实验室设备有限公司提供。广州市朝晖实验室设备有限公司（www.tz1288.com）是从事“实验台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：江文辉。