

洁净室设计 泰安洁净室 山东康德莱净化

产品名称	洁净室设计 泰安洁净室 山东康德莱净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

安装在天花板上的手术灯，应在天花板或墙壁上的遥控匣中设置1个或多个变压器，以将输入电源电压转换成大多数灯泡所要求的低压。大多数手术灯都具有调光控制器，某些产品还能调节光场范围，以减少外手术部位周围的光照（来自床单、纱布或器械的反光和闪光会使眼睛感到不适）。手术灯能保证色温高达4000色温以上，接近于日光，使眼睛感知的颜色更清晰，并且不会使医护人员因长时间工作而眼睛疲劳。

机械安装检查：查看有无机械安装纰漏，有无少装螺钉或者螺钉不紧，卡簧有无卡好，各项装饰盖板是否已经盖好。**电路检查：**首先检查系统是否有短路或者断路。若一切正常，可进行通电测试，此时应检查医手术灯外部电源是否稳定。

山东康德莱净化工程有限公司多年致力于空调洁净技术的开发与研究。主要从事于医行业、食品行业、药品行业、电子行业的局部环境的无尘和无菌环境的设计、安装和检测等业务以及家庭和工作环境的新风净化系统的集设计、制造、安装、维护、保养于一体的大型专业工程设计安装的专业净化工程公司。

手术室墙面和天花板采用可隔音、坚实、光滑、无空隙、防火、防湿、易清洁的材料。颜色采用淡蓝、淡绿为宜。墙角呈圆形，防止积灰。观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内。门应宽大、无门槛，便于平车进出，应避免使用易摆动的弹簧门，以防气流使尘土及细菌飞扬。窗应双层，洁净室，铝合金窗框，有利防尘保温。窗玻璃以茶色为宜。走廊宽度应不少于2.5m，便于平车运转及避免来往人员碰撞。地应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造。地面稍倾斜向一角，低处设地漏，利于排出污水，排水孔加盖，以免污染空气进入室内或被异物堵塞。

变压器输出电压是否过高或过低。**平衡臂调节：**查看平衡臂与灯头是否匹配，是否还需要调节平衡臂的受力，顺义区洁净室，是否需要调节平衡臂的角度加需要可通过灯臂的调节方法进行调节。通常调节灯臂的螺钉在灯臂的两头，但不同厂家稍有不同，可仔细观察。**关节灵活度调节：**主要是调节关节的阻尼螺钉，标准规定阻尼调节的松紧程度是在任何位置推动或者旋转关节的力接近于20N或者5Nm。关节限

位开关的调节和松启：为了便于无影灯的安装和运输，大多数无影灯产品在其关键部分如关节等都设置锁开关或者限位开关，现在均可打开。检查照射距离及深度：大多数无影灯的照射距离在70-140cm或者60—130cm，即无影灯在这段距离内效果至好。检查照度及色温：照度和色温其实是一个近似的观念。都是为描述无影灯的照射强度。通常我们认为至理想的无影灯就是光线与太阳光近似，即在4400-4600K左右。洁净室设计-泰安洁净室-山东康德莱净化(查看)由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司(www.kdljh.com)位于济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东康德莱净化在工程施工中享有良好的声誉。山东康德莱净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东康德莱净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。