# 生物显微镜 买实验仪器到天津莱试 视频生物显微镜

产品名称	生物显微镜 买实验仪器到天津莱试 视频生物显微镜
公司名称	天津市莱试实验仪器技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究 院三层
联系电话	13902156141

# 产品详情

产品名称:倒置荧光显微镜WYS-37XBY

产品型号: WYS-37XBY

规格:100X-400X

产品概述:

科研级三目倒置荧光生物显微镜WYS-37XBY由倒置生物显微系统与落射荧光显微系统组成,配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。旋转摆入摆出式聚光系统工作距离长,可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,也可以进行相衬观察。落射荧光显微系统采用模块化设计理念,可以安全、快捷地调整照明系统,切换荧光滤片组件。产品可应用于细胞组织,透明液态组织的显微观察,也可用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域内的荧光显微术观察。 总放大倍数:100X-400X

### 产品特点:

- 1、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段的荧光激发组。
- 2、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。
- 3、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。
- 4、配置长距相衬聚光镜、相衬物镜,可进行明场、相衬观察。
- 5、超长距的聚光系统可对高培养皿进行无沾染培养细胞观察。

# 典型应用:

- 1、细胞组织,科研级生物显微镜,2、透明液态组织,3、水质检验,4、食品检验,
- 5、疾病预防6、培养皿中物质,生物显微镜,7、流体、化合沉淀物。

产品名称:金相分析软件WY-UV-MA

产品型号:WY-UV-MA

规格参数:

### 软件主要功能:

- 1、评定级别——400多项自动、辅助金相组织判定评级
- 2、新建报告报表——三种专为用户定制的标准报告报表,倒置荧光生物显微镜,可自动生成电子报告文档,提供报告的保存和打印功能。
- 3、几何测量——提供"直线"、"矩形"、"圆"、"多边形"、"角度"等多种测量工具及测量方法,可完成长度、面积、角度等测量工作。
- 4、定倍打印——可装入多幅图像、定标定倍打印、适合制作标准图像图谱
- 5、查看图库——提供几千张标准图谱以供用户参考

#### 图片仅供参考

#### 规格参数:

#### 一、软件主要功能:

- 1、可对形态、大小、疏密分析,视频生物显微镜,并将结果直接输出到EXCEL数据终端
- 2、提供多种图形工具用于给图像添加各种标记(标尺、指示线、时间、文字等)
- 3、具有对镜下被观察物进行单幅图像采集、多幅序列图像采集、录像等功能
- 4、可以对镜下被观察物进行长度大小、直径等几何尺寸测量并可输出到EXCEL表
- 5、可以打印单幅图像,也可在同一张纸上安排打印多幅图像,并在每幅图上加注比例尺

- 6、可按用户需求定制报告文档的录入界面,并可自动生成用户定制的电子报告文档
- 二、软件基本功能:
- 1、彩图像与灰度图像的可任意转换。
- 2、自动或手动调节图像对比度、亮度及颜色。
- 3、多种自动和参数可选的平滑降噪功能及图像增强功能。
- 4、图像旋转和图像间的算数运算及叠加显示。
- 5、按颜色/灰度差别分割图像、叠加伪色彩、统计面积百分比。
- 6、提供多种图形工具用于给图像添加各种标记(标尺、指示线、文字、几何图形等)。
- 7、提供多种测量工具,使不同用户完全可以按本单位的要求定制自己的测试结果报表。
- 8、图像采集时可以实时调节亮度、对比度、色度、饱和度,使获得的图像达到质量。
- 9、可存储和调用BMP、TIF、GIF、JPG、PCX、TGA等多种格式的图像。

# 三、配置方案:

## 配置一:

- 1、显微镜(任意一款三目生物显微镜)
- 2、摄像接口
- 3、模拟摄像系统WY-MN-1
- 4、生物分析管理软件WY-UV P
- 5、当前主流台式电脑、打印机(电脑主机上须有空余PCI扩展槽)

#### 配置二:

- 1、显微镜(任意一款三目生物显微镜)
- 2、摄像接口
- 3、CMOS数字摄像头WY-M系列
- 4、生物分析管理软件WY-UV P
- 5、当前主流台式、笔记本电脑,打印机

生物显微镜-买实验仪器到天津莱试-视频生物显微镜由天津市莱试实验仪器技术服务中心提供。"光谱仪,硬度计,金相设备,试验机,长度测量仪,金相显微镜"就选天津市莱试实验仪器技术服务中心(www.tjlais hi.com),公司位于:天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层,多年来,天津莱试坚持为客户提供好的服务,联系人:曾先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。天津莱试期待成为您的长期合作伙伴!