

## 综合急救护理训练模型（急救、护理二合一/有线版）

产品名称	综合急救护理训练模型（急救、护理二合一/有线版）
公司名称	上海启沐医学仪器有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:启沐医学 型号:QS/ALS860 产地:上海
公司地址	上海市徐汇区肇嘉浜路688号1号
联系电话	021-64182526 17077742353

### 产品详情

QS/ALS860综合急救护理训练模型（有线版）是集综合急救技能、基础护理操作二合一功能的组合，由全身模拟人、计算机控制系统组成，可进行CPR训练考核、基础护理操作等技能培训，在培训时间内可利用现有的资源办公电脑进行软件安装即可进行培训，不影响其他日常操作。执行标准：执行美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准。功能特点：

本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，肤质仿真度高。

解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头部可水平转动，有利于清除异物。

胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失，抢救成功后，颈动脉搏动恢复，颈动脉搏动与有效按压相关联。

心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物，可进行胸外按压。

可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

瞳孔示教：死亡状态下，模拟人瞳孔散大，抢救成功后，双侧瞳孔由散大变为正常。

模拟人和计算机之间通信方式：USB通信。可进行搬运练习。软件功能：软件依据《美国心脏学会2015国际心肺复苏心血管急救指南标准》的操作标准对心肺复苏操作进行评价。

软件形象的展示了心肺复苏急救流程，图文并茂的介绍了急救链中的每项操作要点。操作模式：训练、考核、实战三种操作模式，每种模式均可自行设置操作时间、按压次数、按压深度、吹气次数、吹气量、CPR循环次数等，老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值，建立符合当次考核状态的心肺复苏标准。学员管理：可自由编辑学员名称及编号，用于存档。

人工口对口呼吸（吹气）时：· 动态条码指示灯显示潮气量大小：吹入的潮气量正确由条码绿灯显示，吹入的潮气量过小由条码黄灯显示，吹入的潮气量过大由条码红色指示灯动态反馈显示潮气量大小。·

电子计数显示：详细记录吹气正确和错误的次数（吹气量过大、吹气力量过小）。·

语音提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因以便训练者及时改正。

人工手位胸外按压时：· 动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确由条码绿灯显示，按压深度过小由条码黄灯显示，按压深度过大由条码红色指示灯动态反馈显示按压深度。·

电子计数显示：详细记录按压正确和错误的次数（按压力量过大、按压力量过小、按压位置错误）。·

语音提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

全程心电图显示：· 抢救前：显示为濒临死亡的心电图，呼吸图消失。·

抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形。  
抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常。依据《2015年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活，操作未达标，模拟人死亡。成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示，并可保存成绩单，可连接通用打印机对成绩单进行打印。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）。

操作周期：先30次按压再2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。操作频率：100-120次/分。

操作时间：以秒为单位计时。护理功能：面部清洁 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

三角肌皮下注射 股外侧肌注射 灌肠训练 女性导尿术 男性导尿术 女性膀胱冲洗

男性膀胱冲洗 整体护理：擦浴、穿换衣服参考配置：心肺复苏全身人体模型：1台

手拉推式硬塑箱：1只 计算机：用户自配或选配 USB连接线：1条 电源适配器：1个

CPR安装操作软件：1套 复苏操作垫：1条 一次性呼吸面膜(50张/盒)：1盒 可换肺囊装置：4套

可换面皮：1张 输液套装：1套 可更换生殖器：1个 操作指南光盘：1张 急救手册：1本

说明书：1册 保修卡合格证：1张

友情提示：您只要致电：021-64182526我们可以帮您推荐符合您要求的综合急救护理训练模型（急救、护理二合一/有线版）相关产品！