

多功能超声波体检机-HW-900B自助健康超声波体检机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多功能超声波体检机- HW-900B自助健康超声波体检机 |
| 公司名称 | 河南乐佳电子科技有限公司 |
| 价格 | 22800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:乐佳电子 型号:HW-900B 适用范围:医院体检机构卫生院社区等 |
| 公司地址 | 郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209 |
| 联系电话 | 86-182-03652601 18203652601 |

产品详情

多功能超声波体检机-HW-900B自助健康超声波体检机

医院下乡体检可折叠型便携式自助体检机，医用多功能健康体检一体机，身高体重血压心率超声波体检仪

折叠一站式体检机 自助体检健康一体机HW-900B医用多功能超声波体检机，自助健康超声波体检机

身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

身高测量范围：60-200CM分度值0.1CM

体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

体重测量范围：8-200kg 分度值0.1kg

血压测量方式：示波测定法（欧姆龙电子血压计）

血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围：40-180times/min

体型:国际通用体格指数(BMI)

显示方式:主显示屏LED显示屏

测量速度：480次/小时

打印方式:热敏打印，自动裁纸

语音提示:有语音自动播报测量结果

折叠一站式体检机 自助体检健康一体机HW-900B

主要功能：

1，超声波测量身高体重（无接触式）

2，高精度传感器测量体重

3，智能计算出体型指数BMI

4，高亮度LED显示

5，高速热敏打印、自动切纸

6，清晰语音报出测量结果

血压测量的正确姿势：上身坐直不要弯腰，脱去毛衣等较厚的衣服进行测量，臂筒中心处与心脏保持在同一高度；不正确的测量姿势：弯腰、盘腿坐、坐在较高的凳子上弯下身体测量等，因为产生腹压或手臂的位置低于心脏的情况而使血压升高。如果测量姿势不正确，将不能获得准确的测量结果，测量前请至少休息5分钟以上，连续测量时，请至少间隔2分钟以上。

健康超声波体检机一体机大屏设计，注重宣传引导，采取多种形式，强化舆论宣传，及时发布政策解读，回应社会关切。设立健康行动专题，大力宣传实施健康行动、促进全民健康的重大意义、目标任务和重大举措。编制群众喜闻乐见的解读材料和文艺作品，以有效方式引导群众了解和掌握必备健康知识，践行健康生活方式。加强科学引导和典型报道，增强社会的普遍认知，营造良好的社会氛围。