

# 德国赛多利斯MA160-1CN水分测定仪现货促销全国发货

产品名称	德国赛多利斯MA160-1CN水分测定仪现货促销全国发货
公司名称	北京宏达恒业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛多利斯
公司地址	北京市大兴区黄村兴政东里
联系电话	18518085352 13681257155

## 产品详情

主要特点：

1. 更高：加热功率比之前提高了一倍
2. 更快：因而测定时间也大大提高；
3. 更强：采用了与iphone\ipad一样的触摸屏，并采用交互式友好菜单设计，无需说明书，所有操作仅需轻轻滑动食指即可流畅完成。从用户使用更简单、方便的角度入手，配备了强大的功能：文件管理功能、方法开发助手、性能测试功能、样品工具、易清洁设计、状态指示灯等，因此不仅测试过程，从方法建立、数据管理到结果验证、维护清洗均可轻轻松松完成，一切只在弹指之间。
- 4.采用红外暗热管，均匀加热样品
- 5.全自动终点识别功能，操作简单，无需编
- 6.玻璃嵌板可换用铝嵌板，严格符合FDA和HACCP标准
- 7.适用于现场监控
- 8.可选配打印，打印符合GLP要求的分析报告

赛多利斯新型水分测定仪MA160技术参数：

友好用户界面——触摸彩屏。

分析原理：热失重法（红外线加热原理）

符合标准：烘箱干燥法

干燥功能

加热方式：吸收加热

加热源：全新的AURI合金加热源

加热温度范围：40—160 C，以1 C调整

待机温度范围：40—100 ，以1 调整

超时待机温度：设定待机温度的工作时间（小时）

加热源功率：600W

温度校准：使用YTM03MA温度调整设置

称重功能

称重量程：200g

传感器精度：1mg（外置校准砝码）

外校砝码：100g (E2)

可读性：0.01%

重复性%：初始样品量 1g时，+/-0.2%；

初始样品量 5g时，+/-0.05%

典型样品量：5——15g

样品盘直径：90cm

干燥参数

加热模式：标准和温和

干燥时间：0.1—99.9min

可存储程序数：100个

程序功能：方法开发助手

内存：32GB（SD和SDHC）

终点判断模式：全自动；

半自动mg（1-50mg/5-300s）；

半自动% (0.1-5.0%/5-300s) ;

定时 (2—99.59min) ;

手动。

测量结果显示模式：%水分，水分，%干重（固体），g干重（固体），ATRO比值%M/S。

小样品量：0.100g

界面：MiniUSB连接Sartorius 打印机YDP30和YDP40；

无需另外软件，可以和电脑的微软应用程序word/Excel直接连接进行传输实验数据。

硬件

机型尺寸：215\*210.5\*401mm

重量：约6.3kg

能量功耗：max. 640VA

环境温度：10—30

加热单元：翻盖式

操作指导：可选择中文操作系统；

我公司是一家专业的综合性实验室仪器设备集成供应商，公司代理德国EPPENDORF，美国热电，瑞士梅特勒，德国赛多利斯，德国IKA,日本奥林帕斯等国外知名品牌以及上海博迅，重庆澳浦，上海易测，上海安亭，科大中佳，上海弗鲁克，上海青浦沪西，江苏其林贝尔，江苏荣华，香港大龙，江苏昆山等多个国内知名厂商的产品，是集批发零售售后于一体的综合性实验室设备集成供应商！公司秉承客户至上的原则全方位的为客户服务。

电话：18518085352联系手机：13681257155 期待您的咨询