

PEF颗粒物过滤效率检测

产品名称	PEF颗粒物过滤效率检测
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

产品详情

医用口罩PFE颗粒物过滤效率检测仪-测试目的【技术参数】1、采用冷发生气溶胶发生器产生出连续稳定的气溶胶粒子，加注溶液方便。2、采用高精度PM2.5传感器对气溶胶浓度进行测量。3、全程颗粒物防泄漏设计，保护实验人员安全。4、气溶胶发生器2套：盐性颗粒物气溶胶发生器和油性颗粒物气溶胶发生器。5、配有气溶胶颗粒物静电荷中和装置。6、气动夹具并配有保护装置，使用安全方便。7、配置温湿度传感器，实时显示环境温湿度（温湿度要求：25 ±5 ，30%RH ±10%RH）。8、配置玻璃转子流量计、真空泵、激光尘埃粒子计数器。9、过滤效率检测范围：0-99.999%。10、过滤效率检测流量计范围（10-100）L/min，精度2.5级。11、过滤效率采样频率：1-9999次/min可任意设置。12、过滤效率颗粒物浓度：（20-30）mg/m³；计数中位径：盐颗粒物（0.075 ±0.02）μm、油颗粒物（0.185 ±0.02）μm；粒度分布几何标准偏差：盐颗粒物 1.86、油颗粒物 1.60；动态检测范围（0.001-100）mg/m³，精度1%。13、仪器准确度等级（精度等级）：1级14、控制系统：计算机控制试验过程，自动采集数据，配置专用电脑和测试软件。15、计算机自动测试气体浓度，自动计算过滤效率；可保存、输出、查询、打印测试数据。16、电源：AC220V 50Hz

口罩/喷熔布/无纺布/防护服检测报告

口罩等医疗用品检测报告(带CNAS，CMA标志)；

CE，FDA；EAC 可在白名单内查询

详情请咨询小编。