

# 医用无影灯灯泡怎么换灯泡「在线咨询」

产品名称	医用无影灯灯泡怎么换灯泡「在线咨询」
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

## 产品详情

7、检查照度及色温：照度和色温其实是一个近似的观念。都是为描述无影灯的照射强度。通常我们认为理想的无影灯就是光线与太阳光近似，即在4400-4600K左右。

其他注意事项：

- 1、屋顶面必须能够承受500kg的负荷。
- 2、天花板高度需大于3、2m，应加接接长架
- 3、用户的接地线应与产品的接地端子（黄绿线处）可靠连接。
- 4、吊式手术无影灯系高空悬挂重物型产品，安全使用期为十年，医用无影灯灯泡怎么换灯泡，厂家保修一年。

1、色温调节：

灯头安装了不同色温的“欧司朗”灯珠，在保持显色指数95的情况下，色温在3500K到5000K范围之间调节，从而实现很好的组织分辨。

2、明亮均匀的照明：

LED光源发出的光束透过特殊设计的高性能透镜在手术区域聚焦汇成满足手术照明所需的光域，照明度可达180000LUX.采用数字方式无极调控LED的光度，每个灯头的照明度可以分别调节，具有手动调焦功能，方便做不同的手术使用。

3、故障率极低：

每一个LED模块含有6-10个LED灯珠，每一个模块含有电子控制系统，灯头具有非常低的故障率，单个LED的故障不会影响灯头的功能。

#### 4、低产热：

LED的优势在于它产热少，因为它几乎不发射红外线或紫外线。

#### 5、平均使用寿命：

LED灯优于传统卤素灯或者气体电灯之处在于它们的使用寿命很长。传统的灯通常在使用了600到5000小时之后就须更换，LED灯的平均寿命为50000小时。

#### 6、节能：

采用1W灯珠运用3D软件模拟出空间位置，以较少的灯珠排列方式完成既定的性能指标。

不管是在哪一家医院的手术室中，手术无影灯对于手术的成败发挥起到极为重要的作用。与此同时，手术无影灯在使用的过程中也难免会出现系列的故障，致使不能够正常的进行使用，这个时候就需要对手术无影灯进行维修了。但是，手术无影灯在维修的过程中也是需要遵循一些基本的原则的，对于这些大家都知道吗？所以接下来我们一起来看看！

手术无影灯作为使用时间长的一种手术室设备，出现故障也是很正常的事，对于手术无影灯的维修需要遵循以下原则：

1、不要使用有故障的设备，维修完成后，应测试设备，保证设备功能正常，符合生产商的规范说明。

医用无影灯灯泡怎么换灯泡「在线咨询」由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司（[www.hsylqxu.com](http://www.hsylqxu.com)）有实力，信誉好，在山东 济宁 的医疗器械制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进华昇器械和您携手步入辉煌，共创美好未来！