

# 医用外科口罩颗粒物油性测试快检血液穿透测试

产品名称	医用外科口罩颗粒物油性测试快检血液穿透测试
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

## 产品详情

### 医用外科口罩合成血液穿透检测

《日常防护型口罩技术规范》（以下简称《规范》）将正式实施，在此之前，没有一则专门针对普通民众的防护型口罩相关标准。

不少口罩在包装的醒目位置上印有“过滤效率”。但有媒体曝出，北京某超市几款宣称“去除率高达90%以上”的口罩经检测，实际去除率只有30%至40%。

更可怕的是，上海质局今年3月披露，针对来自上海市生产企业、实体销售店和网店的69批次样品进行检测发现，54批次口罩的过滤效率低于90%，28批次的口罩含致癌物质甲醛。戴口罩本是为了健康，没想到让“口罩”害了自己。

### 惠州用外科口罩合成液穿透检验

《规范》的实施或将改善民用防护口罩市场无标可依的现象。根据标准，口罩的防护级别由低到高分四级：D级、C级、B级、A级，分别对应不同的空气质量情况。

《日常防护型口罩技术规范》（GB/T32610-2016）已经证书发布了，并于2016年11月1日起实施。这是针对PM2.5民用防护口罩家标准。之前一直使用的GB2626家标准也是针对于防尘口罩的检测标准，但也包括，防尘，烟，微生物的口罩。企业可以在该标准实施之前开始安排测试，以后关于PM2.5口罩的产品全部都会要求按照GB/T 32610-2016的检测标准检测，拿到质检报告方可上架，特别是网络商城的商家用户，可以提前提供给商家审核，

### 防颗粒物口罩的类型选择

防颗粒物口罩有各种各样，选择时必须针对不同的作业需求和工作条件。先应根据粉尘的浓度和性选择。根据 GB/T 18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》，作为半面罩，所有防颗粒物口罩都适合有害物浓度不超过10倍职业接触限值的环境，否则就应使用罩或防护等级更高的呼器。如果颗粒物属于高物质、致癌物和有放射性，应选择过滤效率等级的过滤材料。如果颗粒物具有油性，务必选择适用油性颗粒物的过滤材料。如果颗粒物为针状纤维，如矿渣棉、石棉、玻璃纤维等，由于防尘口罩不能水洗，粘上微小纤维的口罩在面部密封部位易造成脸部激，也不适合使用。