

# 全弹力腰围-骨科全弹力腰围-全弹力腰围厂家

产品名称	全弹力腰围-骨科全弹力腰围-全弹力腰围厂家
公司名称	安平县康信医疗器械有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:康信 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	长安街8号
联系电话	0318-8091006 18617600107

## 产品详情

全弹力腰围简介：

该品属于腰部伤病固定器具，由弹力布带和粘扣制成，内衬有数条弹性薄钢片，对腰椎脊柱起支撑固定作用。减轻腰椎承重，限制腰骶椎活动，减缓疼痛、辅助康复、透气性好、穿戴舒适、松紧自由调节对脊椎腰部都有一定的保护作用。

全弹力腰围的基本作用：

一，支撑。全弹力腰围能够提供一定的支撑力，托住弯折过大的腰部，减轻其肌肉所受的力，保护腰部不会扭伤或酸痛。背部附有金属片，能后有效提供较大的支撑力，避免意外的伤害。

二，加压。对肌肉施加一定压力，调节运动受力平衡。一定程度上加强肌肉力量，减少肿胀。肌肉在运动过程中受到刺激，新陈代谢加快，肌肉细胞中水的量增多，导致细胞会有膨胀的感觉，适当施加压力有助于使运动更为轻松有力。

全弹力腰围适用症：

腰椎手术后或腰椎间盘突出症康复期的稳定；

消除或缓解因工作过力或疲劳引起的腰、腹、背部的不适；

骨刺、腰痛、坐骨神经痛；

腰椎病、腰肌劳损等腰椎综合症；

从事体力劳动及年老体虚者腰部的保护和支撑；

可用于冬季野外护腰和妇女产后的收腹和腹部偏大者收腹，以保持体形健美。

全弹力腰围使用方法：

平卧时，将本腰带垫于腰部后，搭扣扣在腹部前，调整两边的松紧带至舒适位置；

站立时，尽量挺直腰部，将本腰带垫于腰部后，搭扣扣在腹部前，调整两边的松紧带至舒适的位置；

谨遵医嘱，如有不适及时就医。