

全血基因组DNA提取试剂（磁珠法、瓶装）

产品名称	全血基因组DNA提取试剂（磁珠法、瓶装）
公司名称	上海领骏生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海领骏 型号:221003 产地:上海
公司地址	上海市青浦区北青公路10688弄3号401室、402室和5层
联系电话	021-59895995 18201879579

产品详情

【产品名称】

全血基因组DNA提取试剂（磁珠法）

【产品编号】 221003

【规格型号】

50次/盒、100次/盒、200次/盒

【提取原理】

全血基因组DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法）是本公司*新研制的一种全血样本基因组DNA抽提试剂盒。本产品采用胍盐裂解全血中的细胞，释放出基因组DNA，纳米磁珠在结合液的作用下选择性的吸附裂解液中的基因组DNA。通过洗涤液的清洗除去纳米磁珠吸附的少量杂质。在洗脱液的作用下纳米磁珠释放吸附的基因组DNA，即获得高质量的基因组DNA。采用本产品提取全血样本中基因组DNA无需苯酚、氯仿等有毒试剂，获得的DNA可直接用于下游实验。

【保存方法】

试剂盒室温保存，有效期详见包装。

【注意事项】

1. 试剂盒组分中含有刺激性的化合物，操作过程中应穿上实验服，戴好乳胶手套，避免沾染皮肤、眼睛和衣服，防止吸入口鼻。沾染皮肤或眼睛后，请立即用清水或生理盐水冲洗，必要时寻求医生的帮助。

2. 自备材料：磁力架、水浴锅、离心机、96深孔板、1.5 ml 离心管。

3. 由于基因组容易断裂，在混匀或涡旋时要注意力度，不可用力过大。

4. 磁珠用前需充分摇匀，否则可能造成产量下降。