

溶栓床 电动病床 溶栓称重床

产品名称	溶栓床 电动病床 溶栓称重床
公司名称	济宁市鑫烁医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东 型号:DC-003
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道华金中心1010室（注册地址）
联系电话	15624088513

产品详情

触摸显示屏电动式医院病床（溶血栓秤重）

配备：ABS 卧室床、ABS 四小防护栏、中控台刹车踏板、称重设备

一：规格型号规格：2260 × 10800 × 480/680Mm(不包括卧室床高宽比)

二：升降机作用：

- 1、后背升降机：升降机视角 0 ~ 80，± 5；
- 2、脚部升降机：升降机视角 0 ~ 35，± 5；
- 3、总体升降机：总体升降机高宽比为 200mm。
- 4、总体前伸：12 ± 2
- 5、总体后倾：12 ± 2

三、床控制面板

- 1、床面：选用高品质冷轧板由磨具成形，总体冲孔机床面，四角均无电焊焊接缝，不锈钢厚度 1.0Mm，表层采用静电粉末喷涂解决，选用压模床架加工工艺，一次模压成型加工工艺，厚钢板内填筋板提升抗压强度，有透口气孔；床架四周内电焊焊接筋板，提升承载能力。
- 2、医院病床椅背与腿板升降机联接选用 2.5 壁厚管件，将患者的净重匀称地各分部在床主梁。

3、床架连接选用钢制门铰链，冲压加工成形，片式薄厚4mm。耐磨损，运行没有噪音，防断裂。

四：床体关键构件：

1、床框选用40mm×60mm×2.0Mm高品质碳素钢矩形方管；

2、板式床四角带防滑包边，包边选用ABS橡胶制品一次性注塑工艺，包边选用常用工具才拆式，外观设计美观大方。板式床四角有输液架插口，依据必须随意挑选打点滴部位。

五：ABS减振防护栏

高韧性ABS减振内藏式防护栏，装有视角显示信息，可立卧jing准定位，坚固靠谱，原色，配有气动弹簧缓存防护栏提高与降低的速率，增加防护栏使用期，根据提手电源开关完成左右提高作用。四片分身体宿式防护栏，选用ABS塑钢型材材料一体注塑工艺制做，后背及脚部防护栏可各自升降机管控，提高患者上下铺床之安全系数与便捷性，内缩式防护栏设计方案使患者转床时具零空隙装运作用，防止

坠落之风险。

六：床头床尾板

1、高韧性橡胶制品注塑工艺，表面光洁，有利于清理；

2、选用挂构造，抗压强度高，可靠性强，拆装便捷；

3、非空心设计方案，前后左右塑胶部分结合，抗压强度高。

七：万向轮

1、床脚选用30×50×2.0Mm钢质架构；

2、直径5英尺施可瑞中控台万向轮四个，床脚中控台刹车踏板作用，抗静电、降噪效果非常的好、制动系统工作能力强，旋转应灵便、靠谱，万向轮与床板安装坚固，制动系统后医院病床不容易有相对滑动，便捷实行及操纵，万向轮底梁和轮芯选用强承载力的PA6材料，具备耐酸碱、耐磨损、抗药性和耐化工品特点，确保万向轮的使用期，轮面材料选用耐磨损TPR，具备耐酸碱、耐潮、抗药性和耐黄曲霉菌的特点，另外还具备优良的避震减噪的功效，万向轮内部配置jing密轴承，减少噪声，并提升万向轮总体的畅顺度。

八：床板生产加工

1、总体床板选用高品质冷扎铝型材，保证全部板式床牢固、坚固，运作稳定。随后选用自动化技术自动喷涂设备开展喷漆，镀层匀称，具备抑菌，抗强酸强碱、抗腐蚀、耐退色等特点。床控制面板根据持续90钟头之上盐雾测试实验后控制面板无裂纹、无生锈、光洁无转变。

2、涂装工艺：整床金属表层解决选用脱油去油、清理、酸洗钝化除铁锈、清理、中合解决、金属表面处理、酸洗磷化、清理、风干、静电感应静电粉末喷涂、高温烤制干固等十一道工艺过程经自动式喷涂生产线而成，磷化工艺原材料为锌系，防止原材料内腔锈蚀，涂面粘合力强，整平光洁，抗腐蚀，表层粉体设备建筑涂料，高温喷漆后为河马牙乳白色。

九：传动装置：

1、选用林肯汽车电动机，电动机4个，单独电动机扭力能够做到6000N，电动机开关电源主要参数24V，MAX5.2AMP，电动式完成后背升降机，脚部升降机，总体升降机。总体升降机高宽比：200MM（床面离路面最少460MM，离路面最大660MM），后背升降机范畴： $75 \pm 5^\circ$ ，足部升降机范畴： $35 \pm 5^\circ$ ，床眼前、后倾较大视角：前伸 12 ± 2 后倾 12 ± 2 。

自动控制系统：根据手控板或触摸显示屏实际操作进行医疗床各种各样作用，有后背升降机（左右），脚部曲伸（左右），总体升降机（左右），前伸、后倾作用的功能键。

十：输液架（选装）

1、伸缩节，四钩折叠式，金属材质，高矮可调式带卡紧设备，实际操作便捷。

十一：床垫子（选装）

1、床垫尺寸和按段与床般配，外衣选用墨绿防水牛津布，最底层为40mm椰丝成形垫，整体面层30mm高弹力海绵，有透出气孔，床垫子套全脱设计方案，便捷拆卸。

十二：板式床静态数据载重 400KG

7寸护理人员显示器使用说明书

1护理人员显示器右侧的电源开关是启动专用型功能键。（只有启动时应用。待机是系统软件全自动定时关机。因此这一功能键不能关机。）启动的全过程网页页面以下

2开机之后的第一个网页页面以下。

汉语页面 页面被锁住后的显示信息

这一网页页面全是进到有关实际操作的通道网页页面。

正中间是有关的姿势进入页面。上边是进到信息内容检测和一键操纵的网页页面。

右侧是锁住有关实际操作，和开启有关实际操作的功能键。假如页面被锁住。便会有最右侧的一个小锁的标志显示信息。这时候姿势的网页页面会被锁住。这一作用主要是避免操作失误。

1开锁功能键。作用是将显示器上有关的姿势功能键打开可以应用。而且也打开防护栏功能键的作用应用。

2锁住功能键：该作用是将显示器上的作用功能键锁住不可以应用，另外也锁住了防护栏上边的姿势功能键。锁住之后页面会有一个锁的标示提示。照片以下：

板式床操纵页面主要是有关姿势的实际操作功能键。按住有关作用的功能键之后该作用起动工作中，放宽功能键之后该作用停止工作。几个功能键要留意。