

# 儿童口罩颗粒物过滤效率检测

产品名称	儿童口罩颗粒物过滤效率检测
公司名称	国瑞中安集团-合规化CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13267220183 13267220183

## 产品详情

检测原理：

口罩颗粒物过滤效率测试是利用一定浓度及粒径分布的气溶胶，以规定的气体流量通过口罩罩体，气溶胶通过口罩罩体后，颗粒物浓度减少量的百分比来评价过滤效率。

适用标准：

GB2626-2006 呼吸防护用品—自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB2626-2019 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB19083-2010 医用防护口罩技术要求

GB/T32610-2016 日常防护型口罩技术规范

YY 0469-2011 医用外科口罩

EN149:2001+A1:2009 呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器

等

测试样品量和周期要求：

测试样品量：3-20个；

检测周期：2-6个工作日。

测试项目技术参数：

过滤效率检测范围

过滤效率检测流量计范围

过滤效率采样频率

过滤效率颗粒物浓度

计数中位径

粒度分布几何标准偏差

动态检测范围

检测周期&口罩送样注意事项：

口罩测试样品量及检测周期，根据检验项目实际情况而定；

口罩如需预处理，检测周期需增加3-4天；

送检样品一定要注意包装完好，确保无菌取样及分装。

全球新冠疫情还在继续蔓延，口罩质量关乎生命健康！NTEK北测作为全球第三方综合权威检测认证机构，拥有全套先进的防护及医用口罩测试设备，为协助企业管控产品质量，控制风险，现实验室对全球开放，为口罩和熔喷布等材料的客户提供质量预测试。