

艾熏坐灸能量仪加磁浮能量康养生仪坐灸

产品名称	艾熏坐灸能量仪加磁浮能量康养生仪坐灸
公司名称	深圳市万成康科技有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	
公司地址	龙岗区平湖街道统建街49号
联系电话	18948792125

产品详情

特点：

- 1、三位一体：坐灸仪有治、寻、养三位一体的特点，即有病治病，未病寻病，无病养生。
- 2、四效合一：坐灸仪有驱寒邪，补元阳，通经络，调正气之功效。坐灸仪无明火、无烟、安全、环保、不影响环境。操作简单，几个按键就轻松搞定，节省时间和精力。特别是能量子的渗透力更强。
- 3、坐灸仪与普通艾灸的关系艾灸的施灸理论，同是坐熏灸也改进及避免了艾的弊端，推动了中医传统灸法的发展和普及。

功效：

- 1、热力疏通微循环，通经活络，让药方直过病灶，调理内部细胞环境，调和气血改善机体功能，增强免疫力。
- 2、改善子宫卵巢、阴道、尿道、前列腺等部位的营养状况及功能，美容祛斑养颜，清除各种妇科炎症，前列腺炎，性功能障碍，痔疮等带来的痛苦

注意事项：

- 1、在做灸时，避免过饥过饱，尽量不要被风吹到，同时做完艾灸后要注意保暖。
- 2、灸后要喝较平常多量的温开水(不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内；
- 3、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；
- 4、孕妇禁用；
- 5、身体发炎部位禁灸；

6、施灸要循序渐进，初次使用艾灸，要注意掌握好刺激量，先少量、小剂量。

7、一般不要在饭前空腹时和饭后立即施灸。

电源/频率 AC220V/50HZ

整机功能 120W（加热）

输出功能 艾灸、红光、电疗

定时 5-60分钟可调

足疗强度 足疗30级强度调节

红光 波长650nm，输出功率为1mW-5mW

热灸温度 1-9，共9档可调， 250 （PTC）