

CX41生物显微镜

产品名称	CX41生物显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX41 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

CX41生物显微镜

项目: 物镜, 平场消色差
 规格: 40x Oil, 数值孔径(N.A.) 0.75, 工作距离(W.D.) 18.5mm
 品牌: 奥林巴斯
 产地: 日本

物镜, 平场消色差

40x Oil 数值孔径(N.A.) 0.75 工作距离(W.D.) 18.5mm

系统生物显微镜	CX41-12C02	29900双目,平场物镜
系统生物显微镜	CX41-32C02	32800三目,平场物镜,可增配照相接口,摄像接口
系统生物显微镜	CX41-72C02	36000双目,平场物镜,观察筒倾斜式可调。
系统生物显微镜	CX41-12000 - 2	16700双目,无物镜和聚光镜
系统生物显微镜	CX41-72000 - 2	19150双目,无物镜和聚光镜,观察筒倾斜式可调。
系统生物显微镜	CX41-32000-2	19620三目,无物镜和聚光镜
荧光显微镜	CX41-32RFL	82900三目,平场物镜,标准套可做明场,荧光可做兰

CX41显微镜代表性用户（我公司销售）：北京同仁堂药业，中国环境科学研究院，中国科学院多家院所，中国农业科学院多家院所，中国农业大学，清华大学等。

同类显微镜中尤为出色的光学性能

卓越性能得到众多用户广泛认可，多种观察方式，高性价比，好的售后服务，卓越的性能，让您在同类显微镜中一直处于好的水平。在生物及医学领域的临床检验和教学应用等，CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于好的水平。在生物及医学领域的临床检验和教学应用等，CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于好的水平。在生物及医学领域的临床检验和教学应用等，CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于好的水平。

实现包括荧光等多种观察方法，拥有好的性能价格比

滑动聚光镜/ CX-SLC明场聚光镜/ CH3-CD这些阿贝聚光镜可以进行4 × 到100 × 的明场观察。辅助透镜（CX-AL）能够精确调节光轴中心，并且配合孔径光阑获得*佳的苛勒照明效果。如果添加相应的附件，这些阿贝聚光镜就能进行相差和暗场的显微观察。

相差观察附件/ CX-PH1,2,3用于10 × ，40 × ，100 × 的相差观察。

暗场中央光阑/ CH2-DS用于4 × 到40 × 的暗场观察。

低倍放大适配器/ CX-LA用于2 × 物镜进行宏观观察。

落射荧光装置/ CX-RFL-2落射荧光装置可以进行蓝、绿两种激发的荧光观察。用户可以在荧光观察方式和明场观察方式之间自由切换。UIS2光学系统提供更明亮，更清晰的荧光图像，排除勒因为添加勒中间附件而产生的不良影响。标准的Plan C物镜能直接用于荧光观察。

防酶处理观察筒、目镜和物镜等光学部件都进行了防酶处理，即使在潮湿地区也能保证光学部件的优良品质。

可靠的性能保证了出色的操作方便性

使用单个手指即可移动样品载物台的XY旋钮带有胶皮帽，单个手指即可平滑地移动样品位置。紧凑的镜体和控制钮位置的设计保证了操作时手的移动*少，令使用者保持舒适的姿势。

内侧倾斜的四孔物镜转盘在物镜前方留出了更多空间，更容易确认观察样品的位置，更换样品更方便快捷。

张力调节旋钮粗调聚焦旋钮的张力可以根据个人需要随意调节，使调焦操作更平滑。并提供载物台限位拉杆。

可倾斜式双目观察筒可倾斜式双目观察筒让每一位使用者都能选择适合自己的操作姿势，增加舒适，减少疲劳，使操作人员能够长时间地保持注意力。

无突出支架设计提高了操作性能无突出设计使样品在X方向上移动时不会有支架延伸出载物台，保证了工作区域安全，避免观察时受到小意外的干扰。载物台刻度的位置明显，方便使用者读取记录。

保管和搬运非常方便CX41非常轻便，镜体的前方与后方都提供了把手方便进行镜体移动，镜体上没有支出在外的棱角。

提供更多附件，更多功能选择

轻松进行数码摄像

双人共览装置/ U-DO3

三目观察筒/U-CTR30-2与中间附件/ U-TRU

眼点调节器/ U-EPA2

箭头指示器/ U-APT