

电动轮椅控制器供应 六安电动轮椅控制器 领航电子

产品名称	电动轮椅控制器供应 六安电动轮椅控制器 领航电子
公司名称	镇江领航电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市朱方大厦712
联系电话	18252930280

产品详情

问题一：电动车骑行噪音大带负荷速度变慢，车子停稳后车子不能零启动，待电机转起来才能运转正常。

诊断及维修：这属于电机缺相症状，现在控制器多为智能的，由于缺相零启动会抖动。这可能是电机霍尔损坏而产生的“病态”，电动轮椅控制器，还有一种可能就是控制器内部某一相线电路出现问题。先仔细检查连接线是否有问题后，霍尔，电动轮椅控制器厂家，连接线都检测正常的话，那么就是控制器内部元件产生了故障，六安电动轮椅控制器，请更换控制器!

小提示：在更换控制器时一定要将其固定好，“防滑”螺丝拧紧防滑，避免路况不好颠簸造成控制器原件虚焊短路而损坏!同时该有的功能尽量接全，别图省事功能不接全，电动轮椅控制器供应，觉得电机转就好了，刹车断电，巡航定速，三挡变速等等也要接!避免以后三包期内损坏而麻烦。举手之劳，售后省心!

1、本智能控制器操作灵活，反应灵敏；动力强劲，体感柔和；转弯轻柔，避免甩撞；陡坡不溜，安全可靠；诊断，保护及时；驾驶随心所欲，无滞后感。

型号：LH-E

操控器尺寸：13.5×6.3×5.1cm

长宽高(不含把手高度)

附带功能：输出USB-5v/1.5A

设计精巧玲珑，外观线条优美，凹凸有致

型号：LH-E

操控器尺寸：13.5 × 6.3 × 5.1cm

长宽高(不含把手高度)

附带功能：输出USB-5v/1.5A

设计精巧玲珑，外观线条优美，凹凸有致

一、阅读说明书

在您次操作电动轮椅车之前，请仔细阅读使用说明书。说明书能帮助您了解电动轮椅车的性能及操作方式，还有恰当的维护。由其是条款前带有星号的部分，一定要认真仔细地阅读。

二、注意电池

不要使用不同容量的电池，不要使用不同品牌和不同类型的电池。更换电池要全部一起更换，不要将新旧电池混合使用。次充电前，要先把电池里的电全部使用完后再开始充电。次充电必须完全充电(约24小时)，确保电池被完全。注意如果长时间没电会造成电池的损坏，电池将无法使用，严重的将损坏电动轮椅车。所以使用前应查看电源是否充足，电力不足时应及时充电。

电动轮椅控制器供应-六安电动轮椅控制器-领航电子(查看)由镇江领航电子科技有限公司提供。镇江领航电子科技有限公司(lh-pilotelec.com)是一家从事“gps定位控制器,代步车无刷控制器,电动轮椅控制器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“gps定位控制器,代步车无刷控制器,电动轮椅控制器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使领航电子在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！