

# MLS-3751L-PC高压蒸汽灭菌锅

产品名称	MLS-3751L-PC高压蒸汽灭菌锅
公司名称	杭州致平生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	松下:高压灭菌锅
公司地址	杭州市西湖区申花路789号剑桥公社E座512室
联系电话	0571-87317505 13757127853

## 产品详情

### 详细信息

产品简介：1) 带安全自锁，在不通电的情况下，无法开盖，在设定有错误的情况下，无法加热，在加热灭菌过程中，盖子被锁定，无法打开

2) 带压力释放装置，压力过大可通过安全阀门释放，双重保险。

3) 蒸汽内排，避免造成整个环境的湿度过高。

4) 温度设定范围宽 可从115C~135C。

5) 内径大，直径370mm，是目前国内大直径的高压灭菌器，每层可同时放4个1000ml的锥形瓶，比起细瘦高的灭菌器，空间利用率高。

6) 符合人体工程学的低台式设计，适合东方人的身材，取放物体更方便。

7) 数字显示，微电脑程序控制，操作过程用图例显示，一目了然，每道程序的某一阶段，有声光提示，使你对灭菌整过程尽在掌握。

8) 多种预设程序，可灭培养物，培养基（琼脂之类），培养器皿，一指输入，轻松灭菌。

9) 带保温功能，灭完菌保持一定温度，您想什么时候使用就什么时候使用。

10) 可以延时启动（如12小时后程序才开始执行）。下班之前放置好需要灭菌的物体，设置好延时启动时间，第二天实验开始之前正好使用。

11) 脚轮使您移动机器很方便，脚轮还可固定。

12) 顶盖为高性能钢板覆盖树脂，即使在灭菌时也能隔热，避免操作人员的烫伤；箱体全圆角“蛋型设计”，避免撞伤；外观漂亮。

型号 MLS - 3751L-PC

电源 220V 50Hz

耗电量 2000W

内胆材料 SUS304奥氏体不锈钢

内胆尺寸、容积 370x415mm,50升

灭菌温度 115 - 135 ° C

大压力 0.235MPa

培养基熔解温度 60 - 114 ° C

保温温度 45 - 60 ° C

灭菌时间 1 - 300分钟

熔解时间 1 - 300分钟

保温时间 固定为72小时

程序化时间设定 1周（指定：年、月、日、小时和分钟）

排汽控制 可设定温度打开排汽阀门

安全装置 压力安全阀门，过温限制器，抗干烧限制器，盖联锁，过压限制器，过电流限制器

外尺寸 478x632x748mm

重量 61kg

配件 不锈钢提篮2个

随机备品备件清单：排水管 一个 大集汽瓶 一个 小集汽瓶 一个

相关产品

[MLS-3751L-PC高压蒸汽灭菌锅](#)[MLS-3781高压蒸汽灭菌锅](#)[MLS-3030CH高压蒸汽灭菌锅](#)