

通风柜厂家 安徽倍尚 安庆通风柜

产品名称	通风柜厂家 安徽倍尚 安庆通风柜
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

产品详情

全钢通风柜和钢木通风柜两者有什么区别

- 1、对于全钢通风柜本身所采取的材质一般都是冷轧钢板，通风柜厂家，而且表面还是经过了酸洗以及磷化处理的，在防锈上面效果是比较好的，而且它本身还经过了环氧树脂粉末的喷涂，你要知道，环氧树脂粉末是一种比较优良的合成材料，与固化剂混合后所形成的的体型结构的热固性树脂是具有比较好的附着力的，而且也是比较抗化学腐蚀性以及耐热方面也是做得相当不错，使得全钢通风柜因此具备了防腐蚀，防锈以及防潮这些特点；
- 2、而对于钢木通风柜的整体框架采用的则是的钢管制作而成，在承重性能上是比较好的，而且外观呈现的色彩也比较鲜艳，但是却并不适合长期放置在潮湿的实验室里面，因为水分对木板有一定的影响。

通风柜的气流控制系统详解

实验室气流控制目标是保证实验室内通风换气，捕1捉和排除有害颗粒，确保操作人员的安全;保持正确的气流方向，防止污染;保证实验室内的环境温度和湿度，降低运行费用，实验室通风柜厂家，节约能源。

为了保证通风柜平均面风速恒定在控制点，排风量选择其控制器来进行控制，安庆通风柜，控制器会动态显示实际的面风速，如果排风系统发生故障，还会做出声光报警，遇到紧急情况，操作人员还可通过控制器面板按键强制将排风量变为1大;为了能得到所需的排风量，通风柜的调节门传感器检测门高度调节开口大小;为了确保控制每个放间的补风和排风，每个实验室都会配置一台房间控制器，实验室的通风柜，这种控制器可以同时检测出两台通风柜的排风量，这样就可以动态调节房间内的补风和排风情况，确保房间内风量恒定。

实验室通风柜使用的注意事项

- 1、通风柜使用前应检查电源，给排水、气体等各种开关及管路是否正常；
- 2、打开照明设备，检查视光源及柜体内部是否正常；
- 3、打开抽风机，约3分钟内，静听运转是否正常；
- 4、通风柜依以上顺序检查时，如有问题，请即暂停使用，并通知保养单位处理；
- 5、通风柜关机前，抽风机应继续运转几分钟，使柜内废气完全排除。

通风柜厂家-安徽倍尚-安庆通风柜由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽倍尚实验室设备有限公司（www.bssysb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!