

# 天津莱试信誉厂家 科研级生物显微镜 河北生物显微镜

产品名称	天津莱试信誉厂家 科研级生物显微镜 河北生物显微镜
公司名称	天津市莱试实验仪器技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区郁江道17号南京理工大学北方研究院三层
联系电话	13902156141

## 产品详情

产品名称：体视高清VGA工业相机WY-V-3

产品型号：WY-V-3

规格参数

有效像素：200万像素，1600\*1200

图像传感器：1600\*1200 SENSOR 尺寸1/3" CMOS 彩色

显示帧率：30fps

内置线条：具有12组位置、颜色可调的十字线条

对比功能：支持动态和静态1/2屏对比

扫描方式：逐行扫描

像素尺寸：2.8 μm\*2.8 μm

宽动态：支持

信噪比：42.3dB

亮度控制：自动、手动

白平衡：自动、手动

颜色调节：R、G、B独立可调

正像功能：支持

数字降噪：支持

图像：支持

测量功能：直线长度测量;圆直径、周长、面积测量;矩形长宽、周长、面积测量;多边形周长、面积测量;圆心距（圆心到圆心距离）测量;椭圆周长面积测量;圆弧弧度、弧长测量;圆内角度测量;角度测量（ $0^{\circ}$ 至 $180^{\circ}$ ）;一组屏幕刻度线（可任意移动位置和设置刻度）

存储功能：支持市面各品牌 256M-32GB U 盘，拍照数量不限。可设定文件名和存储日期。可随图片保存标示线、测量图形、标记、刻度尺。

放大功能：支持屏幕局部放大，河北生物显微镜，4倍、9倍、16倍三种倍率可选，显示位置支持右上角和左下角两种位置可选

图像标记：支持10个箭头标记

语言：中文、英文

接口：标准VGA输出 标准PS2接口外接鼠标

电源：DC5V 3A

产品名称：2WF数字阿贝折射仪

产品型号：2WF

产品概述：

阿贝折射仪能测定透明、半透明液体和固体的折射率ND和平均色散NF-Nc的仪器（其中以测透明液体为主），如接上恒温器，能显示被测液体的温度和此温度时的折射率。也能测出蔗糖溶液的含糖量（0-95%，偏光生物显微镜，相当于折射率为1.333-1.531）。

折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一，能借以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散大小等。是制药工业、食品工业、制糖工业、日用化学、学校科研等单位的常用设备。

2WF数显阿贝折射仪采用3.2吋TFT显示屏，能直接在屏上显示被测物的折射率，色散，生物显微镜选购，温度或糖溶液的浓度，可减轻人眼的疲劳，提高读数精度。

产品名称：图像管理软件WY-UV-J

产品型号：WY-UV-J

## 产品概述：

图像管理软件WY-UV-J是一款功能强大、性价比极高，也是常使用的专业显微图像测量分析软件。全中文界面、操作简便、易掌握，可实现对镜下被观察物进行拍照、录像、储存、编辑、标定、测量。

## 规格参数：

### 一、软件主要功能：

- 1、可对镜下被观察物进行实时采集、拍照、录像、储存。
- 2、提供多种图形工具用于给图像添加各种标记（标尺、文字等）。
- 3、可以对镜下被观察物进行长度大小、直径等几何尺寸进行测量。

### 二、软件基本功能：

- 1、彩像与灰度图像的可任意转换。
- 2、自动或手动调节图像对比度、亮度及颜色。
- 3、图像平滑降噪功能及图像增强功能。
- 4、可对图像进行区域选取和裁剪。

### 三、配置方案:

#### 配置一：

- 1、显微镜（任意三目金相显微镜，科研级生物显微镜，三目偏光显微镜，三目体式显微镜通用）
- 2、摄像接口
- 3、模拟摄像系统WY-MN-1
- 4、图像管理软件WY-UV-J
- 5、当前主流台式电脑、打印机(电脑主机上须有空余PCI扩展槽)

#### 配置二：

- 1、显微镜（任意一款三目金相显微镜）
- 2、照相接口
- 3、数码相机摄像系统WY—SMDF
- 4、图像管理软件WY-UV-J(需调图分析)
- 5、当前主流台式、笔记本电脑，打印机

天津莱试信誉厂家(图)-科研级生物显微镜-河北生物显微镜由天津市莱试实验仪器技术服务中心提供。天津市莱试实验仪器技术服务中心（[www.tjlaishi.com](http://www.tjlaishi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！