## 口罩检测测试报告颗粒物过滤效率测试

| 产品名称 | 口罩检测测试报告颗粒物过滤效率测试                              |
|------|--|
| 公司名称 | 国瑞中安集团-全球法规注册                                  |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园<br>凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103 |
| 联系电话 | 13316413068 13316413068                        |

## 产品详情

口罩外观应整洁、形状完好,表面不得有破损、污渍。

## 2、结构与尺寸:

口罩佩戴好后,应能罩住佩戴者的鼻、口至下颚。应符合标志的设计尺寸及允差。

## 3、鼻夹:

| 口罩上应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成。                            |
|---|
| 鼻夹长度应不小于8.0cm。                                  |
| 4、口罩带:  |
| 口罩带应戴取方便。                                       |
| 每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。                      |
| 5、合成血液穿透:                                       |
| 2ml合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。 |
| 6、过滤效率:   |
| 细菌过滤效率(BFE):口罩的细菌过滤效率应不小于95%。                   |

| 7、压力差(p):                 |
|---------------------------|
| 口罩两侧面进行气体交换的压力差p应不大于49Pa。 |
| 8、阻燃性能:                   |
| 口罩材料应采用不易燃材料。             |
| 口罩离开火焰后燃烧不大于5s。           |
| 9、微生物指标:                  |
| 细菌菌落总数CFU/g: 100          |
| 大肠菌群:不得检出                 |
| 绿脓杆菌:不得检出                 |

颗粒过滤效率(PFE):口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%。

金黄色葡萄球菌:不得检出

溶血性链球菌:不得检出

真菌:不得检出

包装上标志由"灭菌"或"无菌"字样或图示的口罩应无菌。