

脑电图帽硅胶盘状脑电帽

产品名称	脑电图帽硅胶盘状脑电帽
公司名称	青岛泰诺康医疗技术有限公司
价格	.00/顶
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区渭河路917号乙2层211室
联系电话	0532-86959323 18765923086

产品详情

脑电图电极固定帽一共两种类型

- 1.盘状脑电图帽，配合盘状电极，用于脑电长程检测
- 2.桥式脑电图帽，配合桥式电极和鳄鱼夹电极线，用于脑电图门诊检测

材质为医用硅胶材质，柔软有弹性，使用时直接佩戴于患者头部，无需二次定位，使用方便

规格有20导，33导，64导，128导，可定做，多种头围型号

[脑电图帽（盘状）](#)

新型弹力网帽与盘状电极配合使用，方便定位，操作简单快捷，清洗方便。

【产品特点】

与盘状电极、导电膏，磨砂膏配合使用。

定位基于国际10-5,10-10,10-20系统，方便电极定位操作。

帽子皮材质为弹性硅胶，佩戴舒适，适用于多数头型；

盘状电极固定在弹力网帽上，方便定位，模套柔软，可减轻佩戴者压痛感，且方便佩戴、清洗。

用于脑电图长程监测、脑电监护以及多导睡眠监测等。

【规格型号】

头围	10导	20导	32导	64导	128导	
盘状N	38-42cm	BC52206	BC52212	BC52218		
盘状I	42-46cm	BC52205	BC52211	BC52217		
盘状C	46-50cm	BC52204	BC52210	BC52216	BC52222	
盘状S	50-54cm	BC52203	BC52209	BC52215	BC52221	BC52225
盘状M	54-58cm	BC52202	BC52208	BC52214	BC52220	BC52224
盘状L	58-62cm	BC52201	BC52207	BC52213	BC52219	BC52223
盘状	定制	BC52226				

弹力网帽（桥式电极）

新型弹力网帽与桥式电极及鳄鱼夹电极配合使用，方便定位，无需二次安装、拆卸，操作简单快捷，清洗方便。

与桥式电极及脑电鳄鱼夹电极配合使用。

定位基于国际10-20系统，方便电极定位操作。

桥式电极固定在弹力网帽上，无需二次安装、拆卸。方便佩戴、清洗。

帽子皮材质为弹性硅胶，佩戴舒适，适用于多数头型。

用于脑电图门诊检查。

【规格型号】

头围/导数	20导	32导	
桥式I	42-46cm	BC52105	BC52110
桥式C	46-50cm	BC52104	BC52109
桥式S	50-54cm	BC52103	BC52108
桥式M	54-58cm	BC52102	BC52107
桥式L	58-62cm	BC52101	BC52106
桥式	定制	BC52111	

美国weaver韦弗进口nuprep凝胶磨砂膏

青岛泰诺康医疗技术有限公司

是一家生产经营神经电生理仪器及相关配套产品的公司，专注于神经病学及康复领域。公司生产的脑电（肌电）导联线、弹力网帽等产品为脑电检测提供了便利方案，同时作为Weaver and Company（美国韦弗公司）在中国区的经销商，销售Ten20 Conductive Paste导电膏和Nuprep Skin Prep Gell磨砂膏产品。公司生产的神经肌肉刺激器用体表电极等产品为肌电检测提供了便利方案，同时作为Technomed（欧洲泰诺）中国区总代理，销售Needle Electrode针电极产品。公司致力于神经病学及康复领域产品的研发及生产，愿携手各合作伙伴，诚信共赢，共创未来。诚招国内各省市有志之士加盟销售代理。公司作为Weaver and

Company (美国韦弗公司) 在中国区的经销商，销售其旗下的[Ten20导电膏](#)和[Nuprep磨砂膏](#)产品。详情关注：www.tenocom.com