

钢木实验台定制 钢木实验台 欧贝尔实验室家具厂

产品名称	钢木实验台定制 钢木实验台 欧贝尔实验室家具厂
公司名称	山西欧贝尔实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层
联系电话	18636617441

产品详情

你实验室里的通风柜布置合理吗

实验室的方向，空气流通状况，通风柜与其他实验设备仪器的摆放位置等等，都对整个实验的过程和实验者的安全产生很大的影响，钢木实验台，以至于严重到威胁到其他人的身体安全。专业的实验设备厂家应该多站在客户方面考虑，除了通风柜本身的设计和通风排气以及材质过关，通风柜合理的设计、布局、安装以及维护都是要充分过关的。

经过我们通风柜山西欧贝尔实验室设备有限公司的介绍，现在大家应该对于通风柜的布局有了明确的概念吧。

实验台安装注意点

实验台在实验室里是必不可少的设备。如果实验室要引进新的实验台，对于它的安装我们有什么注意点是需要注意的呢？请看下文：

1、实验装备的原则

实验室装备包含有通风橱、通风柜、实验台、仪器橱等。实验室家具应当是色泽美观、平稳牢固、结实耐用、开启灵活。这些实验室装备的质量主要取决于家具使用的材料、加工工艺和安装。

2、对通风的要求

通风橱新建和改造化学实验室要求通风到室，通风到橱。纵观实验室墙体，觉得开窗

换气不大现实，需要在每个房间设置换气扇，室内二氧化碳的含量要低于1.5%。

实验边台山西欧贝尔实验室设备有限公司介绍日常维护实验器材注意的细节

一、仪器设备管理人员必须熟悉所管仪器设备的性能及使用操作规程，健全大型设备技术档案，妥善保管一般设备的技术资料及使用说明书。

二、保证仪器设备及配件配套的完整，认真做好仪器的过往记录，做到帐、卡、物相符。

三、电子仪器使用前必须熟读使用说明书，按要求检查自身保护装置，控制环境温度、湿度、连续工作时间、电源电压等，注意防潮、防尘、防腐。

四、定期对电子仪器进行通电检查，发现有跳火、冒烟、炸响、异味等现象时，钢木实验台哪里有，要立即关机，报主管人员，钢木实验台哪家好，防止因短路损坏仪器，延长仪器的使用寿命。

五、定期维护保养仪器，及时排除仪器故障，钢木实验台定制，做好维修记录，大型设备每学期清洁、保养2-4次。

六、损坏的仪器设备应由设备中心专业人员检修，若需外修应向设备处提出申请。

钢木实验台定制-钢木实验台-欧贝尔实验室家具厂由山西欧贝尔实验室设备有限公司提供。山西欧贝尔实验室设备有限公司（www.sxobe.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧贝尔实验室家具——您可信赖的朋友，公司地址：太原市杏花岭区府西街力鸿大厦11层，联系人：任经理。同时本公司（www.hnaba.com）还是从事山西通风柜，桌上式通风柜，落地式通风柜的厂家，欢迎来电咨询。