

PCR45-65 恒温样本灭活仪

产品名称	PCR45-65 恒温样本灭活仪
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 姓名:翟旭 联系方式:13810107331
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)
联系电话	13810107331

产品详情

45-65 恒温样本灭活仪

实验室内会为核酸检测准备4个区域，分别是试剂准备区、样本准备区、扩增区、扩增后分析区。优良，试剂准备区，负责接收患者样本。试剂准备区是PCR实验室中优良为“洁净”的区域，它不应有任何核酸成分的存在，否则将严重影响检测结果的准确性。标本的制备应在生物安全柜内进行。第二，样本准备区，负责对样本的核酸进行提取、贮存，扩增反应管制作。第三，扩增区则是扩增复制核酸样本，扩增反应体系的配置和核酸的提取加入要在扩增区内进行。第四，扩增后分析区就是分析样本内核酸能否与标准样配对，通过仪器检测的到，就判断成阳性，如果检测不到就是阴性。

45-65 恒温样本灭活仪公司说明-

北京福意电器有限公司推出的每一项售后，都本着客户上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。福意联始终坚持“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，不断完善企业各部门体系，以优良的售后为客户提供优良满意的产品

福意联45-65 恒温样本灭活仪用于核酸检测前灭活血液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

病毒蛋白质变性：能使蛋白质变性的化学制剂都能使病毒灭活，加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低

操作人员感染风险。

45-65 恒温样本灭活仪型号说明：

产品型号:FYL-YS-151L额定电压:AC220V额定输入功率:120W噪音(声功计):42dB(A)箱体尺寸(W*D*H):595*565*860mm内部尺寸(W*D*H):504*487*634mm有效容积:150L净重:64kg温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-281L额定电压:AC220V额定输入功率:160W噪音(声功计):46dB(A)箱体尺寸(W*D*H):595*565*1440mm内部尺寸(W*D*H):504*487*1215mm有效容积:280L净重:99kg温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-431L额定电压:AC220V额定输入功率:200W噪音(声功计):48dB(A)箱体尺寸(W*D*H):595*675*1795mm内部尺寸(W*D*H):504*598*1570mm有效容积:430L净重:129kg温度范围:0-100

45-65 恒温样本灭活仪特点：

①智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

②一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。

③门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更安全。

④针对不同的开发出了许多适销对路的新型产品。

⑤公司坚实科研队伍、完备的生产检测设备保证了产品的优良。

⑥有着优良的温度和湿度控制系统，需要的各种环境模拟条件。

⑦风机可以根据环境温度的高低自动控制风机的开停和转速。

⑧冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。

⑨色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

⑩限热保护，过流、过热自动断电，确保使用安全。

⑪完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及温差报警功能。

45-65 恒温样本灭活仪售后说明：

1. 售前售后：产品前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询售后。

2. 售后售后：产品后有专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。

3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

45-65 恒温样本灭活仪相关：细菌培养及药敏试验是诊治感染性疾病（如肺炎、脑膜炎、泌尿道感染、结核、伤寒、霍乱、败血症，以及疖、痈）全过程的关键。我们不妨把这个过程当作一次军事行动，先侦缉元凶，接着制定方案，优良后克敌制胜。细菌培养——侦缉元凶。我们知道，自然界存在着较多的微生物，其中能引起人体患病的细菌侵体后，可引起各种感染性疾病。同一种细菌侵体不同的部位，可引起不同疾病的发生；而同一种疾病又可由不同细菌的侵犯而引起。为了明确诊断，只有从病人的血、尿或其他分泌物中取样进行细菌培养，快速、准确地“侦缉”到病原菌。