

磷脂酰乙醇胺检测 脑磷脂检测 迪信泰检测平台

产品名称	磷脂酰乙醇胺检测 脑磷脂检测 迪信泰检测平台
公司名称	迪信泰检测科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创六街2号院10号楼9层902（注册地址）
联系电话	19158843257

产品详情

磷脂酰乙醇胺(Phosphatidyl ethanolamine, PE)，又称为脑磷脂，是构成生物膜的重要磷脂之一，主要存在于脑、神经、微生物和大豆中，在信号传导和维持生命功能等方面发挥重要作用。因此，磷脂酰乙醇胺的测定对于研究生物膜的生物活性及功能具有重要意义。

磷脂酰乙醇胺

迪信泰检测平台采用液相质谱联用(LC-MS)的方法，使用Thermo Scientific的U3000快速液相色谱对样品进行分离，Thermo Scientific Q Exactive对样品进行鉴定，可高效、精准的检测磷脂酰乙醇胺/脑磷脂(PE)的含量变化。

迪信泰检测平台可检测磷脂酰乙醇胺/脑磷脂项目

可测物质周期	2-3
PE(0:0/18:0)	2-3
PE(0:0/18:1)	2-3
PE(0:0/18:2)	2-3
PE(0:0/22:6)	2-3
PE(16:0/0:0)	2-3
PE(16:0/16:0)	2-3
PE(16:0/18:1)	2-3
PE(17:0/17:0)	2-3
PE(18:0/0:0)	2-3
PE(18:0/18:1)	2-3
PE(18:0/22:6)	2-3
PE(18:1/0:0)	2-3
PE(18:2/0:0)	2-3

PE(18:2/16:0)	2-3
PE(18:2/18:0)	2-3
PE(18:2/18:1)	2-3
PE(20:4/0:0)	2-3
PE(20:4/16:0)	2-3
PE(20:4/18:0)	2-3
PE(22:4/0:0)	2-3
PE(22:6/0:0)	2-3
PE(22:6/16:0)	2-3
PE(P-16:0/0:0)	2-3
PE(P-16:0/22:4)	2-3
PE(P-18:0/0:0)	2-3
PE(P-18:0/18:2)	2-3
其他磷脂酰乙醇胺/脑磷脂	请联系技术支持

LC-MS测定磷脂酰乙醇胺/脑磷脂样本要求：1. 请确保样本量大于0.2g或者0.2mL，测定样品不返还，请您保留备份。周期：2~3周项目结束后迪信泰检测平台将会提供详细中英文双语技术报告，报告包括：1. 实验步骤（中英文）2. 相关参数（中英文）3. 质谱图片4. 原始数据5. 磷脂酰乙醇胺/脑磷脂含量信息