

# 徕卡ICC50W复式显微镜摄像头

产品名称	徕卡ICC50W复式显微镜摄像头
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:徕卡 型号:ICC50W 产地:德国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### 徕卡ICC50W复式显微镜摄像头

内置的5百万像素相机可将实时的高清图像传送至学生的智能手机或平板上，学生可以使用ICC50 W自身发射的Wi-Fi信号或者用本地的网络信号接收ICC50 W的图像。

ICC50 E用本地网络（用WLAN或LAN）传输信号，让学生们接收到显微镜图像。在您不想额外增加Wi-Fi信号发射端到现有的网络的情况下，该方案是您的理想选择。

用移动装置来下载Leica AirLab

App吧！这是免费的，且可下载至 [iOS](#) 设备或者 [Android](#) 设备，学生们可在触摸屏上直观地，快速简单地捕捉，标注，保存和分享图像。该相机图像还可以传输至任意有Wi-Fi端口的Windows电脑，或者MAC设备，您还可以使用HDMI接口将图像传输至独立的高清屏，或者用投影仪投至更大的屏幕。

注：移动设备连接的数量和稳定性取决于所在环境的 Wi-Fi 流量和网络性能。

## KEY FEATURES

## AirTeach 软件

决定您的学生应该看到的显微镜图像。高效共享知识，每个人看到的页面都是一样的。

了解更多...([应用页面链接](#))

## 运用 AirTeach 软件的互动式教学

使用所有连接显微镜的动态图像缩略总览图，在课堂上共享多达四张图像，或切换到 PPT 改变教学内容。

([点击 WiFi 教学页面链接，了解更多内容](#))

## 可供多名学生同时访问摄像头

用 ICC50 E，学生们可以以有线方式(WLAN 或者 LAN)，用自己的设备，比如电脑或者平板通过本地网络接收显微镜图像。

## 简单易学、分享方便的 Leica AirLab App

可使用移动设备摄取、测量、注释和归档显微镜图像。甚至可录制标本的高清视频。Leica AirLab App 提供 [iOS](#) 和 [Android](#) 两种版本，简单易用，完全免费。

## 适合各种情形的摄像头模式

用 ICC50 W 在小组范围内以 Wi-Fi 流量方式观察或者分享显微镜的图像，或者选择有线模式，让更多的学生通过本地网络连接至 ICC50 W 或者 ICC50 E。USB 模式还可以帮助观测高速移动的样品。

## 纤毫毕现的 5 百万像素 CMOS 摄像头

通过高达 5 百万像素的摄取分辨率，在自然色下发现更多细节。内置 Wi-Fi 摄像头响应快速，可提供好的文档结果。

## PC 或 MAC - 都不是问题

使用个人电脑的客户可以用 Leica 图像软件连接至相机接收图像，并编辑图像。电脑用 LAS (Leica Application Suite) EZ 软件，Mac 用 Leica Acquire 软件。

## 以防万一 - SD 卡模式

使用内置 SD 卡插槽，即使学生没有 PC 或移动设备，也不会错失图片。可轻松地将图像直接摄取到 SD 卡中。

设计出众，节省时间和金钱

Leica ICC50 W和ICC50 E改变了显微镜教室的面貌。相机为正置显微镜设计，镶嵌于观察镜筒和任意Leica DM复式显微镜机身之间，相机直接由显微镜机身通过USB连线供电。

仪器经久耐用

结实的 CapSense 控制面板，确保长年直观、可靠的操作。它可保护系统，防尘耐用。

HDMI - 高清输出

它可通过 HDMI 连接高清屏幕，以高分辨率实时查看样品。