

理化生探究实验室 实验室 安科隆实验室

产品名称	理化生探究实验室 实验室 安科隆实验室
公司名称	昆山安科隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华隆路1777号E通世界商务园D栋1202室
联系电话	18957068688

产品详情

安科隆科技，专精数字化实验室、探究设备，传感器制造。是一家集研发、生产、服务于一体的专业生产企业。欢迎新老客户来电咨询！

独立的液晶屏显示、和高容量锂电池使得本产品可以完全不依赖与其他设备单独使用，也可以与其他ACRO数据设备构成成套的系统。短按电源键可以锁定数据。

光强传感器可以和微距传感器配合测量光强的分布强度。

安科隆科技，专精数字化实验室、探究设备，传感器制造。是一家集研发、生产、服务于一体的专业生产企业。欢迎新老客户来电咨询！

生物传感器只需要搭配不同的探头，就可以测量生物实验中的所有数据，实验室，这样一台仪器就可以满足生物实验室的方案需求

标配的探头可以测量温度、气压、氧气、二氧化碳。还可以通过选配更多的探头，来测量电导率、氧化还原、溶解氧、二氧化
硫、一氧化碳、甲醛、气态酒精等数据。液晶显示、数据存储和无线发射功能更便于户外的实验操作。

型号：SXY2.0参数：电源键：开关/锁定

模式键：开始/停止

量程：0~30% 分辨率：0.1%

独立的液晶屏显示、和高容量锂电池使得本产品可以完全不依赖与其他设备单独使用，也可以与其他ACRO数据设备构成成套的系统。

氧气传感器通过探头将氧气的量化值实时显示。

实验操作

将干黄豆种子和用25℃温水浸泡了5分钟的黄豆种子分别放入两个广口瓶内，塞上橡皮塞，接入氧气传感器、二氧化碳传感器，物理探究实验室，开机4个传感器，自带的液晶显示屏会实时显示当前探测数据。

可连接acro数据，小学探究实验室，或者电脑，打开acro数字化探究专用软件，软件会自动识别传感器类别，理化生探究实验室，设置好“组合图线”，点击“开始”，观察实验曲线的变化情况。

理化生探究实验室-实验室-安科隆实验室由昆山安科隆科技有限公司提供。“电子产品”就选昆山安科隆科技有限公司（www.acro-ks.cn），公司位于：上海市青浦区华隆路1777号E通世界商务园D栋1202室，多年来，安科隆科技坚持为客户提供好的服务，联系人：孟先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安科隆科技期待成为您的长期合作伙伴！