

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L

产品名称	FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/面议
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-151L 电话:13911984728
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L 厂家简介：

福意联自公司1999年成立以来，多次服务于名企、大学和研究所等检测机构，如浙大、中科院等单位提供实验室方案和设备及其相关服务。公司拥有一支的研发、销售和售后服务队伍，从产品的研发到售后服务，每一个环节都以客户的观点与需求作为思考的出发点。我们并可为客户设计制作非标准产品，以利于客户选择。做福意品牌创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L作用-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L参数：

参数：

产品型号 FYL-YS-151L

产品型号 FYL-YS-281L

产品型号 FYL-YS-431L

产品种类 恒温
产品形式 立式
冷却/加热方式 风循环+PTC
制冷剂 无氟制冷剂
噪音 48dB(a)
功率 120W
电源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100
尺寸 595 × 565 × 860mm
内径 504 × 487 × 634mm
有效容积 150L
重量 64
温度显示 LCD数字式
脚轮 有
止动底角 有
外门锁扣 有
温度报警 有
断电报警 有
传感器故障报警 有
电池电量低报警 有
所属类别 医疗用设备

产品种类 恒温
产品形式 立式
冷却/加热方式 风循环+PTC
制冷剂 无氟制冷剂
噪音 48dB(a)
功率 160W
电源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100
尺寸 595 × 565 × 1440mm
内径 504 × 487 × 1215mm
有效容积 280L
重量 99
温度显示 LCD数字式
脚轮 有
止动底角 有
外门锁扣 有
温度报警 有
断电报警 有
传感器故障报警 有
电池电量低报警 有
所属类别 医疗用设备

产品种类 恒温
产品形式 立式
冷却/加热方式 风循环+PTC
制冷剂 无氟制冷剂
噪音 48dB(a)
功率 200W
电源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100
尺寸 595 × 675 × 1795mm
内径 504 × 598 × 1570mm
有效容积 431L
重量 129
温度显示 LCD数字式
脚轮 有
止动底角 有
外门锁扣 有
温度报警 有
断电报警 有
传感器故障报警 有
电池电量低报警 有
所属类别 医疗用设备

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L 售后服务:

产品价格承诺：

1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。2、在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

FYL-YS-151L 56 灭活恒温箱 150L 注意事项：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
 2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
 3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
 4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
 5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档优良适合于自己家庭的恒温箱温度。
- 转换温度控制器旋钮可改变恒温箱内温度。