

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L |
| 公司名称 | 福意联医疗设备 |
| 价格 | .00/面议 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-431L 电话:13911984728 |
| 公司地址 | 北京市东城区 |
| 联系电话 | 13911984728 |

产品详情

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L简介：

北京福意联有限公司位于北京市，地理位置优良、交通及其便捷。数年来公司坚持致力于产品的制造、研发、设计和销售、服务为一体的高科技企业，公司拥有雄厚的力量、一如既往为客户提供可靠、质优价廉的“恒温冷藏设备”满足客户的使用需求。

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L参数：

产品介绍有限，详情联系厂家：13911984728（微信同步）

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L用途：-病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L

56度医用恒温箱 福意联 FYL-YS-431L 福意联销售的病毒灭活仪主要存放需低温保存的**、试剂、药品、生物制品、贵重药品等。病毒灭活仪自由调控温度控制在2-8 药品避免与冰箱内壁接触。8-20度可以保存阴凉药品。20-25度可以保存常温贵重药品。（如有特殊要求，按药品说明书执行）。

病毒灭活仪适用范围

病毒灭活仪保存物品以及适用科室：

医用低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。药品：门诊，保健科，新生儿科。

病毒灭活仪售后服务：

产量承诺：

- 1、我公司保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，所有配件设备是通过正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。交货时提供说明书。
- 2、我公司承诺对所供设备的质量标准按有关质量标准及相关法律、法规和规定的要求执行，并按不低于原厂商质保条例及相关供货标准进行供货，杜绝伪劣产品。

(1) 使用前检查电源，要有良好地线。(2) 恒温箱无设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。(3) 箱内应保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。(4) 使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。(5) 鼓风机的电动机轴应每半年加油一次。(6) 切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。(7) 检修时应切断电源。